

**2025
2026**

ODONTOLOGIA CABINET DENTAIRE

**LA INNOVACIÓN Y
LA PRECISIÓN SON
NUESTRA MOTIVACIÓN.**

***L'INNOVATION ET
LA PRÉCISION SONT
NOS MOTIVATIONS.***



DFS

Dental Future Systems

D I A M O N

www.dfs-diamon.de



DFS DIAMON: Más de 40 años de excelencia en el desarrollo, fabricación y distribución de productos odontológicos y de técnica dental.

DFS DIAMON: Plus de 40 ans d'expérience dans le développement, la production et la distribution de produits dentaires.



Indice / Table des matières


	página / page		página / page
Norma EN ISO / Norme EN ISO	4	Fresas para endodoncia / Fraises pour ENDO	57
Instrumentos diamantados / Instruments diamantés ..	5-43	Instrumentos para zirconia / Instruments pour zirconie	58-60
FG Diamantes / Diamants FG	6-33	Circopol N	58
FG Diamantes mínimamente invasivo / Diamants FG à invasion minimale	23	Instrumento para trepanar zirconia / Instrument pour trépaner zirconie	58
FG Diamantes mango corto / Diamants FG tige courte	24-26	FG diamantes para zirconia / Diamants FG pour zirconie	59
FG Diamantens mango largo / Diamonds FG tige longue	27	Separador de coronas zirconio / Coupe-couronnes zirconie	60
FG diamantados para pacientes mayores / Diamants FG pour patients âgés	27	Zircut® Separador de coronas / Zircut® coupe-couronnes	60
CA Diamantes perio / Diamants CA	28-29	Separador de coronas SOFTY-longlife / Coupe-couronnes SOFTY-longlife	61
FG Diamantes ID / Diamants FG ID	29	Bola mágica / Boule magique	61
Turbo Laser	30	Instrumentos de carburo / Instruments en carbure de tungstène	62-70
Turbo Comp	31	Instrumentos de carburo / Instruments en carbure de tungstène	62-68
Redux	32	Fresas de finición / Fraises de finition	66-68
Marcadores de profundidad / Marqueurs de profondeur	22, 32-33	Separadores de coronas / Coupe-couronnes	69-70
FG Piranhas	34-38	Fresas de carburo ortodóncia / Fraises orthodontiques ..	70
Kits de preparación / Sets de préparation	39-43	Diamantes perio / Diamants perio	71
Diafutur®	39-40	Reductores y mandriles / Réducteurs et mandrins	71
Kits / Sets	41-43	Mini-Flex	72
Pulidores / Polissoirs	44-49	PreciCut® cortador de tejido / PreciCut® Bistouri	73
RTS	44-46	Limpiador de naranja / Nettoyant orange	74
Ultra-Light	45	Mangos de espejo / Poignées de miroir	74
Uporal®	45	Explicación de los pictogramas / Explications des pictogrammes	75-76
Diafix® Oral	45	Informaciónes generales sobre el uso y la seguridad / Consignes générales d'utilisaion et de sécurité	77
Pulidores profilaxis / Polissoirs prophylaxie	47	Index	78
2ceram pulidores para cerámica / 2ceram polissoirs pour céramiques	48		
2metal pulidores / 2metal polissoirs	48		
2comp pulidores para resinas compuestas / 2comp polissoirs pour composites	49		
Durocomp pulidores para resinas compuestas / Durocomp polissoirs pour composites	49		
Freseros Handyfix / Porte-fraises Handyfix	47		
Cirugía / Chirurgie	50-56		
Fresas para hueso de acero inoxidable / Fraises à os en acier	50-51		
Fresas para hueso de carburo / Fraises à os en carbure de tungstène	52-55		
Fresas Diadoss / Fraises Diadoss	56		

La estandarización de herramientas según la norma ISO 6360

Instruments rotatifs standardisés selon la norme EN ISO 6360

El Comité Internacional de Estandarización (ISO) ha introducido una serie de convenciones relacionadas a la denominación de instrumentos rotatorios en la técnica dental. A cada instrumento se le asigna un distintivo Código Numérico ISO internacional. Este código numérico consiste de 15 dígitos en 5 subgrupos y simultáneamente contiene la especificación para cada instrumento.


L'organisation de standardisation internationale (ISO) a introduit une série de conventions de dénomination des instruments rotatifs en technique dentaire. Chaque instrument est défini par un numéro de code ISO international clair composé de 15 chiffres en 5 groupes de 3, qui définit en même temps les caractéristiques de l'instrument.



ISO-Nr.	806	314	112	524	016
	A	B,C	D	E	F


- A Material del extremo activo, por ejemplo 806 (diamante galvanizado)
Matériau de la partie active par ex. 806 (pour instruments diamantés galvaniques)
- B,C Vástago y longitud total, por ejemplo 314 para FGs
Longueur de la tige et longueur totale par ex. 314 pour FG diamantées
- D Forma y hechura, por ejemplo 112 para una forma cilíndrica
Forme et exécution, par ex. 112 pour une forme cylindrique
- E Granulación, por ejemplo 524 para grano mediano
Granulation, par ex. 524 pour grain moyen/standard
- F Tamaño nominal, diámetro máximo del extremo activo en 0,1 mm
Grandeur nominale, diamètre maximum de la partie active en 0,1 mm

Código ISO / Code ISO



✓ **Nota:**
no omitir más de un color. Por ejemplo es posible pasar de grueso a fino, pero no es recomendable cambiar de grueso a superfino debido a que resultaría en un gasto ineficiente de tiempo y/o material.

Note:
Ne pas sauter plus d'une couleur. Par ex., il est possible de passer du gros au fin mais passer du gros au superfin risque de donner des résultats peu satisfaisants en termes économiques et de temps de travail.




Los instrumentos rotatorios pueden ser fácilmente removidos de su cajita deslizable.

L'emballage coulissant pratique pour le prélèvement des différents instruments.

Sus ventajas con FG Diamantes DFS-Diamon

Diamants FG DFS-Diamon - vos avantages

Los FG diamantados de 2 capas tienen hasta un 70 % de mayor vida útil en comparación con los FG comunes de una capa.
Les diamants FG en deux couches ont une durée de vie de 70% supérieure aux FG classiques.



- ✓ Excelente calidad / *Qualité exceptionnelle*
- ✓ Hecho en Alemania / *Fabriqué en Allemagne*
- ✓ Fabricación de acuerdo a MDD93/42/EEC-MDR 2017/745 aplicable desde la fecha de certificación - su seguro para calidad máxima
Fabrication selon MDD93/42/EEC-MDR 2017/745 applicable à partir de la date de certification - votre garantie de la plus haute qualité
- ✓ Nuestro sistema de gestión de calidad está certificado de acuerdo a DIN EN ISO 13485
Notre système de gestion de qualité est certifié selon DIN EN ISO 13485
- ✓ Codificado con colores para eficiencia óptima
Code couleur pour une efficacité optimale
- ✓ Para lograr los mejores y más rápidos resultados los rotatorios deben de ser utilizados en la secuencia del código de color: de oscuro a claro o de 1 a 5
Les meilleurs et plus rapides résultats s'obtiennent si les instruments sont utilisés selon la séquence des couleurs: de foncé à clair ou de 1 à 5
- ✓ El anillo de color en el mango del instrumento y el color del empaque corresponden al código ISO
La bague couleur sur l'instrument et la couleur de l'emballage correspondent au code ISO

Propuesta de aplicación / *Conseils d'utilisation*

	Tratamiento endodóntico <i>Traitement canalaire</i>		Cortador de coronas <i>Coupe couronnes</i>		Minimamente invasivo <i>Microprep</i>
	Carillas <i>Facettes</i>		Trepanar <i>Trépaner</i>		Preparación de inlay <i>Préparation d'inlay</i>
	Marcadores de profundidad <i>Marqueurs de profondeur</i>		Ortodoncia <i>Orthodontie</i>		Trabajar rellenos <i>Travail sur obturation</i>
	Preparación de cavidades <i>Préparation de cavités</i>		Preparación de coronas <i>Préparation de couronnes</i>		Profilaxis <i>Prophylaxie</i>

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



	F :	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
	d :	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
	KL/hl :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	P :	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3

530066	530076	530014	530024	530034	530044	530054	530244	530284	530254	530004
530068	530078	530016	530026	530036	530046	530056	530246	530286	530256	530006
530065	530075	530015	530025	530035	530045	530055	530245	530285	530255	530005
535238	535235	530013	530023	530033	530043	530053	530243	530368	530365	530003

	F :	002	002	002	002	002	002	002	002
	d :	008	009	010	012	014	016	018	021
	KL/hl :	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4
802	P :	1	1	1	1	1	1	1	2

530278	535648	530298	530086	530316	530088	530318	530338	530098	536238	535968
530295	530085	530315	530335	530095	530093					

	F :	010	010	010	010	010	010	010	010
	d :	009	010	012	014	016	018	021	022
	KL/hl :	1	1	1,5	1,5	1,5	1,6	2	2
805	P :	1	1	1	1	1	1	2	2

530178	530166	530108	530116	530128	530136	530198	530148	530188	530378	530388
530168	530165	530105	530118	530125	530138					
530113	530123	530133								

	F :	014	014
	d :	018	023
	KL/hl :	0,7	1
	P :	1	2
	805		

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfine

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



806	F :	019	019	019	019	019
	d :	010	012	014	016	018
	KL/hl :	2,2	3	3	3	3,2
	P :	1	1	1	1	2

813	F :	032	032
	d :	010	014
	KL/hl :	1,4	1,6
	P :	1	1

899	F :	033	033
	d :	021	027
	KL/hl :	6,5	7
	P :	2	3

811	F :	038
	d :	031
	KL/hl :	4,5
	P :	3

811	F :	039	039	039
	d :	033	037	040
	KL/hl :	4,5	7	7
	P :	3	3	3

811	F :	038
	d :	031
	KL/hl :	4,5
	P :	3

811	F :	039	039	039
	d :	033	037	040
	KL/hl :	4,5	7	7
	P :	3	3	3

811	F :	038
	d :	031
	KL/hl :	4,5
	P :	3

811	F :	039	039	039
	d :	033	037	040
	KL/hl :	4,5	7	7
	P :	3	3	3

811	F :	039	039	039
	d :	033	037	040
	KL/hl :	4,5	7	7
	P :	3	3	3

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



									
		F :	040	040	040	040	040	040	040
		d :	012	016	023	027	033	040	050
		KL/hl :	0,4	0,5	0,9	1	1	1	1
		P :	1	1	2	2	3	3	3

					
		F :	042	042	
		d :	040	050	
		KL/hl :	2	2	
		P :	3	3	

536818
536815

536738

536088

530965

536408

536428
536425

536418
536415

535988

530985

530998

			
		F :	067
		d :	035
		KL/hl :	0,6
		P :	3

							
		F :	068	068	068	068	068
		d :	027	032	037	040	042
		KL/hl :	1	1	1	1	2
		P :	3	3	3	3	3

531178

532708

532726
532728
532725

532718
532715

532788

532738
532735

531188

				
		F :	069	069
		d :	042	050
		KL/hl :	2,3	3,0
		P :	3	3

			
		F :	108
		d :	008
		KL/hl :	3
		P :	1

532768
532765

535818

532748

530604

530608
530605

535518
535515

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



					
		F :	109	109	109
		d :	010	012	016
		KL/hl :	4	4	4
		P :	1	1	1

					
		F :	110	110	110
		d :	008	010	012
		KL/hl :	6	6	6
		P :	1	1	1

					
		F :	111	111	111
		d :	010	012	014
		KL/hl :	8	8	8
		P :	1	1	1

					
		F :	112	112	112
		d :	010	012	014
		KL/hl :	10	10	10
		P :	1	1	1

					
		F :	129		
		d :	012		
		KL/hl :	6		
		P :	1		

					
		F :	130	130	130
		d :	010	012	014
		KL/hl :	8	8	8
		P :	1	1	1

536588
536585

532408
532405
532414
532416
532418
532415
532413
532428
532425
532485
532438
532435

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces · F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm · d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



			
886	F : 131	131	131
	d : 012	014	016
	KL/hl : 10	11	11
	P : 1	1	1

				
838	F : 137	137	137	137
	d : 008	009	010	012
	KL/hl : 3,5	3,2	4	4
	P : 1	1	1	1

536626
536628
536625
536623
532498
532495
532493
532446
532448
532445
532443

536028
536468
535778
535775
535773
535825
535823

			
838	F : 139	139	139
	d : 008	010	014
	KL/hl : 4,5	4,5	4,5
	P : 1	1	1

				
880	F : 140	140	140	140
	d : 010	012	014	016
	KL/hl : 6	6,5	6	6
	P : 1	1	1	1

530944
530938
530948
530945
530958

532458
532455
532468
532465
532478
532475
532473
532474
532476
535918
535858

					
881	F : 141	141	141	141	141
	d : 010	012	014	016	018
	KL/hl : 8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	P : 1	1	1	1	1

				
882	F : 142	142	142	142
	d : 012	014	016	018
	KL/hl : 10,5	10,5	10,5	10,5
	P : 1	1	1	1

532556
532558
532555
532564
532566
532568
532565
532563
532574
532576
532578
532575
532573
532584
532586
532588
532585
532583
532654
532656
532658
532655
532653

532666
532668
532665
532678
532675
532695
532688
532685
532683

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



					
		F :	150	150	150
		d :	010	012	016
		KL/hl :	-	-	-
		P :	3	3	3

					
		F :	156	156	156
		d :	008	010	012
		KL/hl :	5	5	5
		P :	1	1	1



530708

530718

530728

530738

					
		F :	157	157	157
		d :	010	012	014
		KL/hl :	6,5	6,5	6,5
		P :	1	1	1

					
		F :	158	158	158
		d :	010	012	014
		KL/hl :	8	8	8
		P :	1	1	1



530838

530848

530858

530855

					
		F :	159	159	
		d :	008	010	
		KL/hl :	3	4	
		P :	1	1	

					
		F :	161	161	
		d :	010	012	
		KL/hl :	6	6	
		P :	1	1	

531454

531444

531446

531476

531304

531478

531306

531308

531305

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



						
852	F :	164	164	164	164	164
	d :	010	012	014	016	023
	KL/hl :	4	6	6	6	6
	P :	1	1	1	1	2

536564
536566
536568
536565
535584
535586
535588
535585
535583
531494
531496
535796
535798
536528
536525

						
858	F :	165	165	165	165	165
	d :	010	012	014	016	018
	KL/hl :	8	8	8	8	8
	P :	1	1	1	1	1

531666
531668
531324
531326
531328
531325
531314
531316
531318
531315
531313
531674
531678
531675
533328
533325

						
859	F :	166	166	166	166	166
	d :	010	012	014	016	018
	KL/hl :	10	10	10	10	10
	P :	1	1	1	1	2

535284
535286
535288
535285
535283
531874
531876
531878
531875
531873
531884
531886
531888
531885
531883
531894
531896
531898
531895
531893
531704
531706
531708
531705
531703
533805

				
859L	F :	167	167	167
	d :	010	012	018
	KL/hl :	11	11	11,5
	P :	1	1	1

530396
530398
532626
532628
531988
531985

							
845	F :	170	170	170	170	170	170
	d :	009	010	012	014	016	018
	KL/hl :	4	4	4	4	4	4
	P :	1	1	1	1	1	2

535838
535928
535925
532064
532068
532065
532063
532078
532075
532073
530806
530808
530805
535468
535478

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



						
		F :	171	171	171	171
		d :	012	014	016	018
		KL/hl :	6	6	6	7
		P :	1	1	1	2

						
		F :	172	172	172	172
		d :	012	014	016	018
		KL/hl :	8	8	8	8
		P :	1	1	1	2

								
		F :	173	173	173	173	173	173
		d :	010	012	014	016	018	023
		KL/hl :	10	10	10	10	10	10
		P :	1	1	1	1	2	2

								
		F :	174	174	174	174	174	174
		d :	012	014	016	018	018	018
		KL/hl :	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
		P :	1	1	1	1	1	1

							
		F :	183	183	183	183	183
		d :	025	025	025	025	025
		KL/hl :	7	7	7	7	7
		P :	2	2	2	2	2

							
		F :	195	195	195	195	195
		d :	007	007	007	007	007
		KL/hl :	3	3	3	3	3
		P :	1	1	1	1	1

532188	532185	532183	532248	530816	530818	530815	530828	535526	535528	535525
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

532278	532275	532273	530908	530905	530903	530916	530918	530915	530913	530928	530925	530923	535908	535905	535903	532285
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

533248	533245	531004	531006	531008	531005	531003	531016	531018	531015	531013	531024	531026	531028	531025	531023	531038	531035	533258	533255	535628
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

532636	532638	532635	531046	531048	531045	531043	531058	531055	531053	531068	531065	531063
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

532648

532954	532956	532964	532966
--------	--------	--------	--------

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces · F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm · d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



					
850L	F :	200	200	200	200
	d :	012	014	016	018
	KL/hl :	11,5	11,5	11,5	11,5
	P :	1	1	1	1

			
850L	F :	201	201
	d :	014	018
	KL/hl :	9	9
	P :	1	1

533228
533225
533238
533235
533233
531156
531158
531155
531153
531166
531168
531165
531163

533278
533275
533288
533285

		
879K	F :	213
	d :	016
	KL/hl :	10
	P :	1

					
851	F :	219	219	219	219
	d :	012	014	016	018
	KL/hl :	8	8	8	8
	P :	1	1	1	1

533368
533365

531206
531208
531205
536728
536725
531298
531295
533168

				
857	F :	220	220	220
	d :	012	014	016
	KL/hl :	10	10	10
	P :	1	1	1

		
869K	F :	222
	d :	014
	KL/hl :	6
	P :	1

			
868K	F :	223	223
	d :	012	016
	KL/hl :	8	8
	P :	1	1

531688
531685
531606
531608
531605
531698
531695

536928

536906
536908
536916
536918

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



						
		F :	225	225	225	225
		d :	010	012	014	016
		KL/hl :	3	3,5	3,5	4
		P :	1	1	1	1

					
		F :	232		
		d :	009		
		KL/hl :	2		
		P :	1		

535498

533408

533405

533403

533418

533415

533428

533425

530518

530515

533438

					
		F :	233	233	
		d :	010	012	
		KL/hl :	3	3	
		P :	1	1	

					
830L	F :	234	234	234	
	d :	012	014	016	
	KL/hl :	4	5	5	
	P :	1	1	1	

	 			
830L	F :	236	236	236
	d :	012	014	016
	KL/hl :	5,5	5,5	5,5
	P :	1	1	1

533508

533518

533515

531658

531655

531616

531618

531615

531628

531625

536865

536875

536885

	 			
830RL	F :	237	237	237
	d :	008	009	010
	KL/hl :	2,5	2,5	2,5
	P :	1	1	1

							
		F :	238	238	238	238	238
		d :	009	010	012	012	014
		KL/hl :	3	3	3	4,5	3
		P :	1	1	1	1	1

530408

530405

536248

536245

530416

530418

530415

535768

535246

535248

535245

530424

530426

530428

530425

530423

533348

533345

535934

535936

535938

535935

535896

535898

535895

535893

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



					
830RL	F :	239	239	239	239
	d :	012	014	016	018
	KL/hl :	5,5	5,5	5,5	5
	P :	1	1	1	2

		
860	F :	245
	d :	014
	KL/hl :	5
	P :	1

530434
530436
530438
530435
530433
530444
530448
530445
530443
530456
530458
530455
530453
530464
530468
530465
535278

533616
533618
533615

					
860	F :	247	247	247	247
	d :	009	010	012	016
	KL/hl :	3,7	4,5	4,5	6
	P :	1	1	1	1

			
860	F :	248	248
	d :	012	014
	KL/hl :	6	6
	P :	1	1

532618
536224
536226
536228
536225
533604
533606
533608
533605
536538
536608

531808
531805
531815

					
862	F :	249	249	249	249
	d :	010	012	014	016
	KL/hl :	8	8	8	8
	P :	1	1	1	2

531864
531866
531868
531865
531824
531826
531828
531825
531823
531834
531836
531838
531835
531833
531844
531846
531848
531845
531843
533388

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces · F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm · d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm




						
863	F : 250	250	250	250	250	250
	d : 010	012	014	016	018	
	KL/hl : 10	10	10	10	10	
	P : 1	1	1	1	1	

			
864	F : 251	251	251
	d : 014	016	018
	KL/hl : 12	11,6	11,5
	P : 1	1	1

531964
531966
531968
531965
531904
531906
531908
531905
531903
531914
531916
531918
531915
531913
531924
531926
531928
531925
531923
531936
531938
531935
531933

535784
535788
531946
531945
531943
531955

	
863A	F : 256
	d : 012
	KL/hl : 10
	P : 1

							
368	F : 257	257	257	257	257	257	257
	d : 010	014	016	018	021	023	
	KL/hl : 3,5	3,5	3,5	4,5	5	5	
	P : 1	1	1	1	2	2	

534308

532876
532878
536754
536758
532804
532806
532808
532805
532803
532814
532816
532818
532815
532813
536594
536596
536598
536595
536593
532824
532826
532828
532825
532823

	
369	F : 263
	d : 025
	KL/hl : 5,5
	P : 2

	
847	F : 269
	d : 016
	KL/hl : 8
	P : 1

		
390	F : 271	271
	d : 016	020
	KL/hl : 2,7	4,0
	P : 1	2

533706
533708
533705

532834
532836
532838
532835

533004
533006
533008
533005
530564
530566

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces · F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm · d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



390	F : 274	
	d : 016	
	KL/hl : 3,5	
	P : 1	

533624
533626
533628
533625

379	F : 277	277	277	277	277	277
	d : 012	012	014	016	018	023
	KL/hl : 3,2	3,5	3,5	4,5	4,5	
	P : 1	1	1	1	2	

532906 532934
532908 532936
532938 532946
532935 532948
532945 532914
532916 532924
532918 532926
532915 532928
532913 532925
532923

876	F : 287	
	d : 010	
	KL/hl : 5	
	P : 1	

535884
535886
535888
535885

877	F : 288	288	
	d : 010	012	
	KL/hl : 6	6	
	P : 1	1	

533208 535848
535845

878	F : 289	289	289	289	289	289
	d : 010	012	014	016	018	
	KL/hl : 8	7,5	8	8	8	
	P : 1	1	1	1	1	

532134 532146
532138 532148
532135 532106
532133 532108
532143 532105
532115 532126
532113 532128
532125

879	F : 290	290	290	290	290	290
	d : 010	012	014	016	018	
	KL/hl : 10	10	10	10	10	
	P : 1	1	1	1	1	

532166 532154
532168 532156
532165 532158
532155 532506
532153 532508
532505 532516
532518 532515
532513 532525

877K	F : 297	297	297	297	297
	d : 012	014	016	018	
	KL/hl : 6	6	6	6	
	P : 1	1	1	1	

532008 532018
532005 532015
532028 532025
532023 532038

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



					
878K	F :	298	298	298	298
	d :	012	014	016	018
	KL/hl :	8	8	8	8
	P :	1	1	1	2

						
879K	F :	299	299	299	299	299
	d :	012	014	016	018	021
	KL/hl :	10	10	10	10	10
	P :	1	1	1	1	2

532208
532205
532218
532215
532213
532228
532225
532223
532238
532235
532233
533066
533068
533065

532308
532305
532318
532315
532328
532325
532323
532336
532338
532335
532333
532368
532365
533188
533185

				
825	F :	304	304	304
	d :	018	025	040
	KL/hl :	0,7	0,9	1,3
	P :	1	2	3

			
392	F :	463	
	d :	025	
	KL/hl :	1,5	
	P :	2	

536448
536268
536438

534358

			
986	F :	464	464
	d :	031	041
	KL/hl :	2,2	3
	P :	3	3

		
392	F :	465
	d :	016
	KL/hl :	5
	P :	1

		
392	F :	465
	d :	016
	KL/hl :	5
	P :	1

533484
533494
533496

533746
533748

536794
536796
536798

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ superfin

806 314 F 514 fino / fin


806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



 <table border="0"> <tr> <td>833R</td> <td>F :</td> <td>466</td> <td>466</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d :</td> <td>022</td> <td>023</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KL/hl :</td> <td>4,5</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P :</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>	833R	F :	466	466		d :	022	023		KL/hl :	4,5	3,5		P :	2	2	 <table border="0"> <tr> <td>833</td> <td>F :</td> <td>466</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>d :</td> <td>031</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>KL/hl :</td> <td>3,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>P :</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	833	F :	466			d :	031			KL/hl :	3,5			P :	3		 <table border="0"> <tr> <td>888</td> <td>F :</td> <td>496</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>d :</td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>KL/hl :</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>P :</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	888	F :	496			d :	012			KL/hl :	8			P :	1		 <table border="0"> <tr> <td>370</td> <td>F :</td> <td>507</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>d :</td> <td>023</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>KL/hl :</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>P :</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	370	F :	507			d :	023			KL/hl :	6			P :	2	
833R	F :	466	466																																																																
	d :	022	023																																																																
	KL/hl :	4,5	3,5																																																																
	P :	2	2																																																																
833	F :	466																																																																	
	d :	031																																																																	
	KL/hl :	3,5																																																																	
	P :	3																																																																	
888	F :	496																																																																	
	d :	012																																																																	
	KL/hl :	8																																																																	
	P :	1																																																																	
370	F :	507																																																																	
	d :	023																																																																	
	KL/hl :	6																																																																	
	P :	2																																																																	
   	  	  	 																																																																
 <table border="0"> <tr> <td>883</td> <td>F :</td> <td>536</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>d :</td> <td>010</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>KL/hl :</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>P :</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	883	F :	536			d :	010			KL/hl :	3			P :	1		 <table border="0"> <tr> <td>889</td> <td>F :</td> <td>540</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d :</td> <td>009</td> <td>010</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KL/hl :</td> <td>3,5</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P :</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	889	F :	540	540		d :	009	010		KL/hl :	3,5	4,5		P :	1	1	 <table border="0"> <tr> <td>845KR</td> <td>F :</td> <td>544</td> <td>544</td> <td>544</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d :</td> <td>016</td> <td>018</td> <td>025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KL/hl :</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P :</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>	845KR	F :	544	544	544		d :	016	018	025		KL/hl :	4	4	4		P :	1	1	2	 												
883	F :	536																																																																	
	d :	010																																																																	
	KL/hl :	3																																																																	
	P :	1																																																																	
889	F :	540	540																																																																
	d :	009	010																																																																
	KL/hl :	3,5	4,5																																																																
	P :	1	1																																																																
845KR	F :	544	544	544																																																															
	d :	016	018	025																																																															
	KL/hl :	4	4	4																																																															
	P :	1	1	2																																																															
	   	   	  																																																																
 <table border="0"> <tr> <td>846KR</td> <td>F :</td> <td>545</td> <td>545</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d :</td> <td>016</td> <td>018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KL/hl :</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P :</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	846KR	F :	545	545		d :	016	018		KL/hl :	6	6		P :	1	1	 <table border="0"> <tr> <td>847KR</td> <td>F :</td> <td>546</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>d :</td> <td>016</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>KL/hl :</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>P :</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	847KR	F :	546			d :	016			KL/hl :	8			P :	1		 <table border="0"> <tr> <td>959KR</td> <td>F :</td> <td>584</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>d :</td> <td>018</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>KL/hl :</td> <td>5,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>P :</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	959KR	F :	584			d :	018			KL/hl :	5,5			P :	1																		
846KR	F :	545	545																																																																
	d :	016	018																																																																
	KL/hl :	6	6																																																																
	P :	1	1																																																																
847KR	F :	546																																																																	
	d :	016																																																																	
	KL/hl :	8																																																																	
	P :	1																																																																	
959KR	F :	584																																																																	
	d :	018																																																																	
	KL/hl :	5,5																																																																	
	P :	1																																																																	
   	 																																																																		

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 315 F 504 superfino/ *superfin*

806 315 F 514 fino / *fin*


806 315 F 524 mediano / *standard*

806 315 F 534 grueso / *gros*

806 315 F 544 extra grueso / *extragros*

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / *tpm*



							
801L	F :	697	697	697	697	697	697
	d :	012	014	016	018	021	023
	KL/hl :	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
	P :	1	1	1	1	2	2
							3

							
955	F :	699					
	d :	008					
	KL/hl :	3					
	P :	1					

533046

533048

533045

536008

536005

536003

535206

535208

535205

535203

536508

536505

536646

536648

536645

536338

536335

536998

536995

536898

FG Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas con marcador de profundidad para la preparación de incrustaciones tipo inlay

Diamants FG – Royal line diamants FG en deux couches de diamants avec marqueurs de profondeur pour préparation d'inlay

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ *superfin*

806 314 F 514 fino / *fin*


806 314 F 524 mediano / *standard*

806 314 F 534 grueso / *gros*

806 314 F 544 extra grueso / *extragros*

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / *tpm*



							
845KR	F :	544					
	d :	025					
	KL/hl :	4					
	P :	2					

							
846KR	F :	545					
	d :	018					
	KL/hl :	6					
	P :	1					

							
959KR	F :	584					
	d :	018					
	KL/hl :	5,5					
	P :	1					

532858L

532868L

534128L

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces · F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm · d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes – Royal line minimamente invasiva


Diamants FG – Royal line diamants FG à invasion minimale

ISO Nr.: 806 314 F 514 fino / fin

806 314 F 524 mediano / standard

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



					
801	F :	001	001	001	001
	d :	009	012	014	016
	KL/hl :	—	—	—	—
	P :	5	5	2	2

				
802	F :	002	002	002
	d :	008	010	012
	KL/hl :	2,5	2,5	3
	P :	5	5	5

537418

537268

537278

537288

537006
537008

537016
537018

537028

		
838	F :	138
	d :	007
	KL/hl :	3
	P :	5

		
835K	F :	156
	d :	008
	KL/hl :	2
	P :	5

				
830	F :	237	237	237
	d :	008	010	012
	KL/hl :	2,5	2,5	2,5
	P :	5	5	5

537318

537106
537108

537116
537118

537126
537128

537398

		
830	F :	238
	d :	009
	KL/hl :	3
	P :	5

		
890	F :	271
	d :	014
	KL/hl :	3
	P :	2

		
889	F :	536
	d :	007
	KL/hl :	3
	P :	5

			
889	F :	540	540
	d :	007	009
	KL/hl :	3,5	3,5
	P :	5	5

537328

537388

537308

537206
537208

537216
537218

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes mango corto – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG tige courte – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 313 F 504 superfino/ superfin

806 313 F 514 fino / fin


806 313 F 524 mediano / standard

806 313 F 534 grueso / gros

806 313 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 300000 rpm / tpm



							
		F :	001	001	001	001	001
		d :	009	010	012	014	016
		KL/hl :	—	—	—	—	—
		P :	1	1	1	1	1

							
		F :	002	002	002		
		d :	009	012	016		
		KL/hl :	2,5	3	3		
		P :	1	1	1		

53528ku

530078ku

530018ku

530028ku

530038ku

530048ku

535648ku

530088ku

530338ku

							
		F :	010	010			
		d :	010	012			
		KL/hl :	1	1,5			
		P :	1	1			

							
		F :	019	019			
		d :	010	012			
		KL/hl :	1	1,5			
		P :	1	1			

							
		F :	031				
		d :	031				
		KL/hl :	3,1				
		P :	3				

							
		F :	108				
		d :	008				
		KL/hl :	3				
		P :	1				

530168ku

530108ku

530208ku

530218ku

534366ku

530608ku

							
		F :	109	109	109	109	109
		d :	009	010	012	014	016
		KL/hl :	3	4	4	4	4
		P :	1	1	1	1	1

							
		F :	110	110			
		d :	012	014			
		KL/hl :	6	6			
		P :	1	1			

							
		F :	140				
		d :	013				
		KL/hl :	6,5				
		P :	1				

535518ku

530618ku

530615ku

530628ku

530638ku

535678ku

530645ku

530655ku

532463ku

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix


Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes mango corto – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG tige courte – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 313 F 504 superfino/ *superfin*
 806 313 F 514 fino / *fin*
 806 313 F 524 mediano / *standard*
 806 313 F 534 grueso / *gros*
 806 313 F 544 extra grueso / *extragros*

Velocidad/ Vitesse
 30' - 300000 rpm / *tpm*



					
852	F :	161			
	d :	012			
	KL/hl :	6			
	P :	1			

					
858	F :	165			
	d :	014			
	KL/hl :	8			
	P :	1			

					
859	F :	166	166		
	d :	010	016		
	KL/hl :	10	10		
	P :	1	1		

					
845	F :	170			
	d :	012			
	KL/hl :	4			
	P :	1			

535588ku

535388ku

535288ku

53538ku

532068ku

					
846	F :	171			
	d :	016			
	KL/hl :	6			
	P :	1			

					
847	F :	172	172		
	d :	014	018		
	KL/hl :	8	8		
	P :	1	1		

					
848	F :	173			
	d :	016			
	KL/hl :	10			
	P :	1			

					
855	F :	197	197		
	d :	014	023		
	KL/hl :	6	7		
	P :	1	2		

535738ku

535448ku

530923ku

535328ku

531418ku

532985ku

					
856	F :	198	198	198	198
	d :	014	016	018	025
	KL/hl :	8	8	8	8
	P :	1	1	1	2

					
850	F :	199			
	d :	016			
	KL/hl :	10			
	P :	1			

					
830	F :	238			
	d :	012			
	KL/hl :	3			
	P :	1			

533108ku

533105ku

533103ku

531508ku

531505ku

531503ku

531515ku

531513ku

531593ku

531138ku

530428ku

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio



Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces · F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm · d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes mango corto – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas
Diamants FG tige courte – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 313 F 504 superfino / *superfin*
806 313 F 514 fino / *fin*
806 313 F 524 mediano / *standard*
806 313 F 534 grueso / *gros*
806 313 F 544 extra grueso / *extragros*

Velocidad/ Vitesse
30'- 300000 rpm / tpm




535688ku

533608ku

535428ku

535268ku

532923ku



535458ku

535348ku

535608ku

532223ku

532233ku

FG Diamantes mango extracorto – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas
Diamants FG tige extracourte – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 312 F 534 grueso / gros


Velocidad/ Vitesse
30'- 300000 rpm / tpm



FG diamantes mango largo – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas Diamants FG tige longue – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 315 F 504 superfino/ *superfin*
806 315 F 514 fino / *fin*
806 315 F 524 mediano / *standard*
806 315 F 534 grueso / *gros*
806 315 F 544 extra grueso / *extragros*

Velocidad/ Vitesse
30' - 300000 rpm / *tpm*



801	F : 001	F : 001	F : 001	F : 001
	d : 012	d : 014	d : 016	d : 018
	KL/hl : -	KL/hl : -	KL/hl : -	KL/hl : -
	P : 1	P : 1	P : 1	P : 1

837L	F : 113	F : 113
	d : 014	d : 014
	KL/hl : 12	KL/hl : 12
	P : 1	P : 1

881	F : 141	F : 141
	d : 014	d : 016
	KL/hl : 8,5	KL/hl : 8,5
	P : 1	P : 1

852	F : 164	F : 164
	d : 014	d : 014
	KL/hl : 6	KL/hl : 6
	P : 1	P : 1

856	F : 198	F : 198
	d : 016	d : 016
	KL/hl : 8	KL/hl : 8
	P : 1	P : 1

850	F : 199	F : 199
	d : 012	d : 018
	KL/hl : 10	KL/hl : 10
	P : 1	P : 1

379	F : 277	F : 277
	d : 023	d : 023
	KL/hl : 5	KL/hl : 5
	P : 2	P : 2

530018SL
530028SL
530025SL
530038SL
530035SL
530048SL
530045SL

533798ML

532573ML
532583ML

531496ML

531503ML

531118ML

531163ML

532924ML
532926ML

532923ML

FG diamantados para pacientes mayores Diamants FG pour seniors

882	F : 142	F : 142
	d : 014	d : 014
	KL/hl : 12	KL/hl : 12
	P : 1	P : 1

856	F : 198	F : 198
	d : 021	d : 021
	KL/hl : 12	KL/hl : 12
	P : 2	P : 2

850L	F : 200	F : 200
	d : 016	d : 016
	KL/hl : 12	KL/hl : 12
	P : 1	P : 1

864	F : 251	F : 251
	d : 016	d : 016
	KL/hl : 12	KL/hl : 12
	P : 1	P : 1

879	F : 290	F : 290
	d : 016	d : 016
	KL/hl : 12	KL/hl : 12
	P : 1	P : 1

532674LZ
532678LZ

531524LZ
531528LZ

531154LZ
531158LZ

531944LZ
531948LZ

532514LZ
532518LZ

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

CA Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants CA – Royal line diamants CA en deux couches

ISO Nr.: 806 204 F 504 superfino/ superfine

806 204 F 514 fino / fin


806 204 F 524 mediano / standard



806 204 F 534 grueso / gros

806 204 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse

30' - 150000 rpm / tpm



 801										
		F :	001	001	001	001	001	001	001	001
		d :	009	010	012	014	016	018	021	023
		KL/hl :	-	-	-	-	-	-	-	-
		P :	6	6	6	6	6	6	6	7

60001098W 60001108W 60001128W 60001148W 60001168W 60001188W 60001218W 60001238W 60001298W

 805										
		F :	010	010	010	010	010	010	010	010
		d :	012	014	016	012	014	016	012	012
		KL/hl :	1,6	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	10
		P :	6	6	6	6	6	6	6	6

60010128W 60010148W 60010168W 60109108W 60109128W 60109148W 60109168W 60166128W

 848										
		F :	173	173	173	173	173	173	173	173
		d :	014	018	018	012	014	016	012	014
		KL/hl :	10	10	10	10	10	10	8,0	8,0
		P :	6	6	6	6	6	6	6	6

60173148W 60173168W 60199128W 60199148W 60199168W 60249128W 60249144W

Todos los diamantes CA Royal Line vienen empacados en presentaciones de 6 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants CA Royal Line sont emballés par 6 pièces · F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm · d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix



Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

CA Diamantes – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas


Diamants CA – Royal line diamants CA en deux couches

ISO Nr.: 806 204 F 504 superfino/ *superfin*
 806 204 F 514 fino / *fin*
 806 204 F 524 mediano / *standard*
 806 204 F 534 grueso / *gros*
 806 204 F 544 extra grueso / *extragros*


Velocidad/ Vitesse
 30'- 150000 rpm / *tpm*



60250128W



60257236W
 60257238W



60277236W
 60277238W

Todos los diamantes CA Royal Line vienen empacados en presentaciones de 6 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
 d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio



Tous les diamants CA Royal Line sont emballés par 6 pièces
 F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
 d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

FG diamantes ID – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas


Diamants FG ID – Royal line diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ *superfin*
 806 314 F 514 fino / *fin*
 806 314 F 524 mediano / *standard*


Velocidad/ Vitesse
 30'- 300000 rpm / *tpm*



536374
 536376
 536378



536384
 536386
 536388



536394
 536396
 536398



Instrumentos diamantados especiales para una reducción interdental precisa, por ejemplo en ortodoncia
 Diamants FG spécialement développés pour des réductions interdentaires précises, p. ex. en orthodontie

Todos los diamantes FG Royal Line vienen empacados en presentaciones de 5 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
 d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Royal Line sont emballés par 5 pièces
 F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
 d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

FG Diamantes – Turbo Laser con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Turbo Laser diamants FG en deux couches


ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/superfin

806 314 F 514 fino / fin

806 314 F 544 extra grueso / extragros

Velocidad/ Vitesse


30' - 300000 rpm / tpm



F :	111	112	115	115	131	140	158	165	172	198	198	198	199
d :	012	016	014	018	016	010	020	014	016	014	016	018	016
KL/hl :	8	10	8	10	11	6	8	8	8	8	8	8	10
P :	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

530070 530080 534238 534248 530050 532020 530170 530100 530350 530210 530230 530250 530090

Evita efectos de aquaplaning!
Empêche les effets d'aquaplaning!



F :	248	250	250	257	290	298
d :	014	012	016	023	016	018
KL/hl :	6	10	10	4,5	10	8
P :	8	8	8	8	8	8

532120 532040 531040 531060 530010 530110 530040 530060 530190



- ✓ Rendimiento de abrasión prácticamente duplicado
Performance abrasive pratiquement doublée
- ✓ No daña la pulpa (esmerilado más frío)
Aucun dommage à la pulpe (meulage froid)
- ✓ Mejor control del instrumento durante la preparación
Meilleur guidage de l'instrument durant la préparation

Los diamantes FG Turbo Laser vienen empacados en presentaciones de 2 piezas · F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Turbo Laser sont emballés par 2 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes – Turbo Comp con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Turbo Comp diamants FG en deux couches



- ✓ Superficie completamente diamantada
Surface entièrement diamantée
- ✓ Geometria espiral, para un esmerilado frio con control óptimo
Géométrie spiralée pour un meulage froid et contrôlé
- ✓ Evita aquaplaning
Empêche l'aquaplaning
- ✓ Desgaste de material eficiente
Abrasion efficace
- ✓ Requiere menos presión de contacto
Pression réduite



ISO Nr.: 806 314 F 524 mediano / *standard*
806 314 F 544 extra grueso / *extragros*

Velocidad/ *Vitesse*
30'- 300000 rpm / *tpm*



														
F :	131	158	158	178	178	178	199	199	250	250	290	290		
d :	016	014	016	016	018	025	014	016	014	016	014	016		
KL/hl :	11	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10		
P :	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
	533050	533070	533170	534253	534258	534283	534288	534273	533090	533190	533010	533110	533060	533160


Redux con tecnología diamantada de 2 capas

Redux diamants FG en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 524 mediano / *standard*
806 314 F 534 grueso / *gros*

Velocidad/ Vitesse
30' - 300000 rpm / *tpm*



				
F : 512	F : 513	F : 519	F : 520	F : 521
d : 018	d : 018	d : 018	d : 016	d : 018
KL/hl : 6	KL/hl : 8	KL/hl : 7,8	KL/hl : 10	KL/hl : 10
P : 3	P : 3	P : 3	P : 3	P : 3




534075

534015

534025

533738

534005

					
F : 552	F : 552	F : 552	F : 552	F : 560	F : 560
d : 016	d : 018	d : 021	d : 021	d : 018	d : 018
KL/hl : 8	KL/hl : 6,5	KL/hl : 8	KL/hl : 8	KL/hl : 7	KL/hl : 7
P : 4	P : 4	P : 4	P : 4	P : 4	P : 4

533358

530508

530505

533378

534108

534105

Los diamantes FG Redux vienen empacados en presentaciones de 2 piezas
F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les diamants FG Redux sont emballés par 2 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix


Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Diamantes – Marcadores de profundidad con tecnología diamantada de 2 capas

Diamants FG – Marqueurs de profondeur en deux couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino / *superfin*
 806 314 F 514 fino / *fin*
 806 314 F 524 mediano / *standard*
 806 314 F 534 grueso / *gros*

Velocidad/ Vitesse
 30' - 300000 rpm / *tpm*



F :	156	156	156	156
d :	009	009	009	009
KL/hl :	0,6	1,0	1,5	2,0
P :	2	2	2	2

F :	168	168	168	168	168	168
d :	017	017	017	017	017	017
KL/hl :	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
P :	2	2	2	2	2	2

534408-06

534408-10

534408-15

534408-20

534418-10

534418-15

534418-18

534418-20

534418-22

534418-24

F :	107	107	107	107	107	107
d :	017	017	017	017	017	017
KL/hl :	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
P :	2	2	2	2	2	2

534428-10

534428-15

534428-18

534428-20

534428-22

534428-24

Nota:

Sólo en estos marcadores de profundidad los anillos de color se refieren a la longitud de la cabeza del instrumento, **no** al grano del diamante.

Note:

Contrairement aux fraises diamantées FG, les bagues couleurs de ces marqueurs de profondeur se réfèrent à la longueur de la tête (partie active) et **non** au grain de diamant utilisé.

F :	107	107	107	107	107	107
d :	009	009	009	009	009	009
KL/hl :	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
P :	2	2	2	2	2	2

534438-10

534438-15

534438-18

534438-20

534438-22

534438-24

Los diamantes vienen empacados en presentaciones de 5 piezas
 F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
 d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio



Tous les diamants sont emballés par 5 pièces
 F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
 d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

FG Piranhas con tecnología diamantada de 3 capas

FG piranhas diamantés en trois couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ *superfin*
 806 314 F 514 fino / *fin*
 806 314 F 524 mediano / *standard*
 806 314 F 534 grueso / *gros*

Velocidad/ *Vitesse*
 30' - 300000 rpm / *tpm*



 801								
	F :	001	001	001	001	001	001	001
	d :	008	010	012	014	016	018	027
	KL/hl :	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,7
	P :	8	8	8	8	8	9	9

 805			 805
	F :	010	
	d :	012	
	KL/hl :	1,5	
	P :	8	

539008S 539178S 539228S 539918S 539928S 539938S 539218S 539278S
 539175S 539225S 539915S 539925S 539935S 539215S

539428S 539438S

 811			 811
	F :	039	
	d :	033	
	KL/hl :	4,5	
	P :	9	

 909			 909
	F :	068	
	d :	037	
	KL/hl :	1	
	P :	9	

 835			 835
	F :	109	
	d :	010	
	KL/hl :	4	
	P :	8	

 837			 837
	F :	111	
	d :	016	
	KL/hl :	8	
	P :	8	

539308S 539688S 539998S 539868

Las Piranhas vienen empaçadas en presentaciones de 2 piezas
 F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
 d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio


Tous les FG Piranha sont emballés par 2 pièces
 F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
 d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

FG Piranhas con tecnología diamantada de 3 capas

FG piranhas diamantés en trois couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ *superfin*
 806 314 F 514 fino / *fin*
 806 314 F 524 mediano / *standard*
 806 314 F 534 grueso / *gros*

Velocidad/ Vitesse
 30' - 300000 rpm / *tpm*



880	F :	140	140
	d :	012	014
	KL/hl :	6,5	6
	P :	8	8

881	F :	141	141	141	141
	d :	012	014	016	018
	KL/hl :	8,5	8,5	8,5	8,5
	P :	8	8	8	8

539018
539015
539028
539025

539034
539036
539038
539035
539046
539048
539045
539316
539315
539318

835KR	F :	156
	d :	012
	KL/hl :	5
	P :	8

837KR	F :	158	158	158
	d :	010	012	014
	KL/hl :	8	8	8
	P :	8	8	8

852	F :	161
	d :	012
	KL/hl :	6
	P :	8

539078
539075

5390645
5390545
5390685
5390585
5390555
539086
539088
539085

539765
539785
539755

858	F :	165
	d :	014
	KL/hl :	8
	P :	8

859	F :	166	166
	d :	010	018
	KL/hl :	10	10
	P :	8	8

859L	F :	167
	d :	010
	KL/hl :	11
	P :	8

848	F :	173
	d :	014
	KL/hl :	10
	P :	8

5390965
5390985
5390955

5397965
5397865
5397955
5397855

539346

5392555

Las Piranhas vienen empaçadas en presentaciones de 2 piezas
 F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
 d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio


Tous les FG Piranha sont emballés par 2 pièces
 F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
 d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

FG Piranhas con tecnología diamantada de 3 capas

FG piranhas diamantés en trois couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ *superfin*
 806 314 F 514 fino / *fin*
 806 314 F 524 mediano / *standard*
 806 314 F 534 grueso / *gros*

Velocidad/ *Vitesse*
 30' - 300000 rpm / *tpm*



		F : 197	
		d : 012	
		KL/hl : 6	
		P : 8	
		197	

5391585
 5392445
 5391685

		F : 198	
		d : 016	
		KL/hl : 8	
		P : 8	
		198	

5395845
 5395865
 5395885
 5395855
 5395945
 5395965
 5395985
 5395955
 5396065

		F : 199	
		d : 010	
		KL/hl : 10	
		P : 8	
		199	

5391045
 5391085
 5391055
 539116
 539118
 539115
 539126
 539128
 539125
 5391445
 5391465
 5391485
 5391455
 539176

		F : 225	
		d : 018	
		KL/hl : 5	
		P : 8	
		225	

539136
 539138
 539135

		F : 234	
		d : 014	
		KL/hl : 5	
		P : 8	
		234	

539188
 539185
 539195

		F : 238	
		d : 012	
		KL/hl : 3	
		P : 8	
		238	

5392085
 5392055
 5392885

		F : 249	
		d : 012	
		KL/hl : 8	
		P : 8	
		249	

539236
 539238
 539235

		F : 250	
		d : 012	
		KL/hl : 10	
		P : 8	
		250	

5392645
 539266
 539268
 539265
 539276
 539278
 539275
 539286
 539288
 539285

Las Piranhas vienen empaquetadas en presentaciones de 2 piezas
 F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
 d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les FG Piranha sont emballés par 2 pièces
 F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
 d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix


Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

FG Piranhas con tecnología diamantada de 3 capas

FG piranhas diamantés en trois couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino/ *superfin*
 806 314 F 514 fino / *fin*
 806 314 F 524 mediano / *standard*
 806 314 F 534 grueso / *gros*

Velocidad/ Vitesse
 30' - 300000 rpm / *tpm*



			F :	251
			d :	016
			KL/hl :	11,6
			P :	8

				F :	257	257
				d :	018	023
				KL/hl :	4,5	5
				P :	8	9

			F :	269
			d :	016
			KL/hl :	8
			P :	8

539296
 539298
 539295

539326
 539328
 539325
 539354
 539356
 539358
 539355

5394045
 5394985

				F :	277	277
				d :	023	023
				KL/hl :	4,5	5,5
				P :	9	9

					F :	289	289	289
					d :	010	012	014
					KL/hl :	8	7,5	8
					P :	8	8	8

					F :	290	290	290
					d :	012	014	016
					KL/hl :	10	10	10
					P :	8	8	8

539416
 539418
 539415
 539166
 539165

539516
 539518
 539515
 539526
 539528
 539525
 539536
 539538
 539535

539616
 539618
 539615
 539626
 539628
 539625
 539636
 539638
 539635

			F :	297
			d :	012
			KL/hl :	6
			P :	8

							F :	298	298	298	298	298
							d :	014	016	018	020	022
							KL/hl :	8	8	8	8	8
							P :	8	8	8	9	9

539675

539726
 539728
 539725
 539738
 539735
 539746
 539745
 539755
 539765

Las Piranhas vienen empacadas en presentaciones de 2 piezas
 F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
 d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio


Tous les FG Piranha sont emballés par 2 pièces
 F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
 d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

FG Piranhas con tecnología diamantada de 3 capas

FG piranhas diamantés en trois couches

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino / *superfin*
 806 314 F 514 fino / *fin*
 806 314 F 524 mediano / *standard*
 806 314 F 534 grueso / *gros*

Velocidad/ Vitesse
 30' - 300000 rpm / *tpm*



						
		F :	299	299	299	299
		d :	012	014	016	018
		KL/hl :	10	10	10	10
		P :	8	8	8	9

					
		F :	540		
		d :	009		
		KL/hl :	3,5		
		P :	8		

539816
539818
539815
539826
539825
539836
539838
539835
539845
539855

539694S
539696S
539698S

					
		F :	544	544	
		d :	018	025	
		KL/hl :	4	4	
		P :	8	9	

							
		F :	697	697	697		
		d :	010	012	016		
		KL/hl :	1,0	1,2	1,6		
		P :	8	8	8		

539904
539954S
539908
539958S

539218
539228
539248

FG Piranhas con mango largo

FG piranhas tige longue

ISO Nr.: 804 315

Velocidad/ Vitesse
 30' - 300000 rpm / *tpm*

					
		F :	001	001	001
		d :	012	014	016
		KL/hl :	1,1	1,3	1,5
		P :	10	10	10

539228SL
539918SL
539928SL
539938SL





Las Piranhas vienen empacadas en presentaciones de 2 piezas
 F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
 d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les FG Piranha sont emballés par 2 pièces
 F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
 d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

Diafutura® la nueva tecnología de preparación

Diafutura® – La nouvelle technique de préparation



Tecnología diamantada de 2 capas
Diamants FG en deux couches

Velocidad/ Vitesse
30' - 300000 rpm / tpm

1.



2.



3.




4.



1. Desgaste de los puntos de contacto mesialdistal (sin riesgo de heridas).
2. Determinación del borde de preparación.
3. Para el desgaste circular sin arruinar los hombros.
4. Para un esmerilado exacto del borde de preparación circular, con ayuda de un pin de guía de precisión.

1. Abrasion des points de contact, mésial distal (sans risque de blessure).
2. Pour la détermination des limites de la préparation.
3. Pour l'abrasion circulaire sans endommagement de la préparation.
4. Pour le meulage exact de la limite de préparation circulaire à l'aide d'une pointe de guidage de précision.



Pin no diamantado,
evita lesión del margen gingival.

Pointe non diamantée,
évite la blessure du bord gingival.

Intro-Sets

1. Anterior

F :	508	001	198	508	508
d :	014	014	016	016	016
KL/hl :	8	—	8	9	9
P :	3	1	3	3	3

Número de pedido:
Référence:

531575

530028

531555

531555

531556

Set

530022

532022

2. Posterior

F :	508	001	198	508	508
d :	014	016	021	021	021
KL/hl :	8	—	8	9	9
P :	3	1	9	9	9

531575

530038

531545

531565

531566


531022

Las FG Diafutura® vienen empaquetadas en presentaciones de 2 piezas
F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les FG Diafutura® sont emballés par 2 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Diafutura® la nueva técnica de preparación

Diafutura® – la nouvelle technique de préparation



Debidos a razones de estabilidad, los sistemas de cerámica sin metal requieren de manera indispensable el cumplimiento de requisitos mínimos con relación al espesor de las paredes. Los espesores de las paredes deben de totalizar

un mínimo de 0,8 - 1 mm en las paredes laterales, en los bordes de la corona deben de totalizar un mínimo de 0,5 - 0,8 mm. Además, en restauraciones que utilizan dióxido de circonio y óxido de aluminio como armazón, se recomienda apremiantemente una preparación con una grada acentuada en un ángulo de 45° - 90°, en lo cual se le deberá dar preferencia a los hombros redondos. Modernos sistemas de cerámica sin metal nunca toleran procedimientos arbitrarios ya sean cerámica prensada, cerámica de capas o cerámica de dióxido de circonio.

Diafutura® C para cerámicas de silicato (feldespato y vitrocerámica, LS2) y Diafutura® Z para sistemas de cerámica de óxido (Al_2O_3 , ZrO_2) debido a su diseño toman en cuenta el espesor mínimo incluyendo un margen de seguridad. Este diseño facilita en ambos casos un contorneado fácil y sin problemas de un hombro redondo de 90°. El pin de guía de precisión posibilita una remoción controlada de material dental con una profundidad de penetración definida. A la vez el pin también protege contra lesiones del margen gingival.

Diafutura® C

Velocidad/ Vitesse 30'- 300000 rpm / tpm

Para restauraciones de cerámica sin metal con cerámicas de silicato.

Pour restaurations céramiques en céramique silicates.

F :	508	001	152	509	509
d :	014	018	020	020	020
KL/hl :	8	—	8	8	8
P :	3	1	9	9	9

Número de pedido:
Référence:

531575

530048

531535C

531555C

531556C

Set **530022C**



Pour des raisons de stabilité, les restaurations céramiques sans métal exigent le respect des exigences minimales pour l'épaisseur des parois. Les épaisseurs de parois doivent mesurer 0,8 - 1 mm au minimum pour les parois latérales et 0,5 - 0,8 mm au bord de la couronne. En cas de restauration en zircon et/ou oxyde d'aluminium, il

est fortement recommandé d'utiliser des épaulements (de préférence ronds) accentués avec un angle de 45 - 90° comme structure de base. Les systèmes céramiques sans métal ne pardonnent jamais des procédures arbitraires, que ce soit de la céramique pressée, de couche ou de zircon.

La conception du Diafutura® C pour les céramiques en silicates (céramique feldspath et verre, LS2) et du Diafutura® Z pour les céramiques d'oxydes (Al_2O_3 , ZrO_2) tient compte des épaisseurs minimales, marge de sécurité comprise. Dans les deux cas, cette conception permet un contourage simple et sans problèmes d'une épaulement ronde de 90°. La butée de la pointe de guidage dans la zone marginale permet l'abrasion contrôlée de la substance dentaire à une profondeur déterminée tout en protégeant le bord gingival.

Diafutura® Z

Velocidad/ Vitesse 30'- 300000 rpm / tpm

Para restauraciones de cerámica sin metal de zirconia.

Pour restaurations céramiques en zircon.

F :	508	001	152	509	509
d :	014	014	016	018	018
KL/hl :	8	—	8	8	8
P :	3	1	3	3	3

Número de pedido:
Référence:

531575

530028

531545Z

531565Z


531566Z

Set **530022Z**

Las FG Diafutura® vienen empaquetadas en presentaciones de 2 piezas
F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · P = categoría de precio

Tous les FG Diafutura® sont emballés par 2 pièces
F = forme ISO · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · P = catégorie de prix

Kit de preparación para incrustaciones y coronas parciales de cerámica *Set d'instruments de préparation pour inlays*



200128

Kit de preparación para incrustaciones y coronas parciales de cerámica. Los marcadores de profundidad incluidos facilitan mantener los espesores oclusales mínimos de las restauraciones cerámicas.


Las dimensiones del marcador de profundidad se describen en la ilustración en la página 22.

núm. pedido référéce	código ISO code ISO	núm. fig. forme	tamaño grano grain	ø1/10mm ø1/10 mm	KL mm hl mm	Env. unité	P P
534128L	806 314	584	524	018	5,5	5	1
532858L	806 314	544	524	025	4	5	2
532868L	806 314	545	524	018	6	5	1
531126	806 314	199	514	014	10	5	1
531826	806 314	249	514	012	8	5	1
534126	806 314	584	514	018	5,5	5	1
532856	806 314	544	514	025	4	5	2
532866	806 314	545	514	018	6	5	1
532926	806 314	277	514	023	5	5	2
531846	806 314	249	514	016	8	5	1

Set de préparation pour inlays et couronnes partielles en céramo-céramique. Les marqueurs de profondeur contenus dans ce set facilitent le respect des épaisseurs occlusales minimales de restaurations en céramique.

Les dimensions des marqueurs de profondeur sont indiquées à la page 22.

Kit de preparación de cavidades *Set d'instruments de préparation pour cavités*



200129


Este kit para la preparación de cavidades contiene instrumentos de diamante de diferentes figuras en tres tamaños de grano. La selección especial permite una eliminación rápida y específica de la sustancia dental cariada y además la conformación sencilla de la forma de la cavidad en las restauraciones de amalgama o compuestos.

núm. pedido référéce	código ISO code ISO	núm. fig. forme	tamaño grano grain	ø1/10mm ø1/10 mm	KL mm hl mm	Env. unité	P P
530078	806 314	001	524	010	-	5	1
530025	806 314	001	534	014	-	5	1
530048	806 314	001	524	018	-	5	1
530338	806 314	002	524	016	3	5	1
530118	806 314	010	524	014	1,5	5	1
530238	806 314	019	524	016	3	5	1
530498	806 314	032	524	014	1,6	5	1
530428	806 314	238	524	012	3	5	1
536865	806 314	236	534	012	5,5	5	1
530448	806 314	239	524	014	5,5	5	1
530618	806 314	109	524	010	4	5	1
536028	806 314	137	524	008	3,5	5	1
535775	806 314	137	534	010	4	5	1
535825	806 314	137	534	012	4	5	1
532075	806 314	170	534	014	4	5	1
532188	806 314	171	524	012	6	5	1
536295	806 314	196	534	012	4	5	1
530566	806 314	271	514	020	4	5	2
531826	806 314	249	514	012	8	5	1

Ce set contient différentes formes d'instruments diamantés en trois grains différents. La sélection permet l'élimination rapide et facile de la substance cariée et la préparation de cavités pour restaurations en composite ou amalgame.

Kit de preparación coronas y puentes

Set d'instruments de prép. couronnes et bridges




200157

núm. pedido référéce	código ISO code ISO	núm. fig. forme	tamaño grano grain	ø1/10mm ø1/10 mm	KL mm hl mm	Env. unité	P P
530018	806 314	001	524	012	–	5	1
530305	806 314	039	534	033	4,5	5	3
530758	806 314	111	524	012	8	5	1
531028	806 314	173	524	016	10	5	1
531026	806 314	173	514	016	10	5	1
531168	806 314	200	524	018	11,5	5	1
531166	806 314	200	514	018	11,5	5	1
530708	806 314	150	524	010	–	5	1
531106	806 314	199	514	010	10	5	1
532718	806 314	068	524	037	1	5	3

Kit de finición para restauraciones de compuestos

Set de finition pour composites



200131


núm. pedido référéce	código ISO code ISO	núm. fig. forme	tamaño grano grain	ø1/10mm ø1/10 mm	KL mm hl mm	Env. unité	P P
530036	806 314	001	514	016	-	5	1
530566	806 314	271	514	020	4	5	2
531326	806 314	165	514	012	8	5	1
531886	806 314	166	514	014	10	5	1
531826	806 314	249	514	012	8	5	1
532926	806 314	277	514	023	5	5	2
530034	806 314	001	504	016	-	5	1
530564	806 314	271	504	020	4	5	2
531324	806 314	165	504	012	8	5	1
531884	806 314	166	504	014	10	5	1
531824	806 314	249	504	012	8	5	1
532924	806 314	277	504	023	5	5	2

Este kit contiene instrumentos de diamante en formas especiales para el procesamiento final de las preparaciones, especialmente para las restauraciones de compuestos. Los instrumentos en dos variantes distintas de grano fino aseguran un acabado perfecto de la superficie.

Ce set de finition est composé d'instruments diamantés en spécifiques formes pour la finition de restaurations surtout en composite. Les diamants en deux grains différents permettent de créer de parfaites surfaces grâce à la sélection des diamants.

42

Kit de preparación para carillas Set d'instruments préparation facettes




200125

núm. pedido référéncia	código ISO code ISO	núm. fig. forme	tamaño grano grain	ø1/10mm ø1/10 mm	KL mm hl mm	Env. unité	P P
531518ZF	806 314	198	524	018	9	5	2
531528ZF	806 314	198	524	020	9	5	2
531516ZF	806 314	198	514	018	9	5	2
531526ZF	806 314	198	514	020	9	5	2
531568ZF	806 314	508	524	022	8	5	2
532828	806 314	257	524	023	5	5	2
530505	806 314	552	534	018	6,5	2	4
531566ZF	806 314	508	514	022	9	5	2
532826	806 314	257	514	023	5	5	2
532578ZF	806 314	141	524	014	9	5	2
532588ZF	806 314	141	524	016	9	5	2
532576ZF	806 314	141	514	014	9	5	2
532586ZF	806 314	141	514	016	9	5	2

Kit para preparaciones guiadas de carillas. El señalador de profundidad en combinación con el pin de guía asegura una profundidad de preparación de 0,4 mm como mínimo. Las superficies de los extremos de los instrumentos cilíndricos y cónicos no son esféricas sino que forman un extremo redondo y permiten preparaciones de chamfer de hasta 90°. Con estos instrumentos un trabajo odontológico estético y de alta calidad se convierte en una realidad.

Set de préparation pour la conception des couches pour facettes. Le marquage de profondeur et les instruments avec pointe de guidage permettent d'atteindre une profondeur de préparation de 0,4 mm au minimum. Les bouts ne sont pas sphériques mais forment un segment boule permettant des épaulements jusqu'à 90° si nécessaire.

Kit de cortadores de coronas y puentes Set de coupe-couronnes



200132

núm. pedido référéncia	código ISO code ISO	núm. fig. forme	tamaño grano grain	ø1/10mm ø1/10 mm	KL mm hl mm	Env. unité
940931	806 204	369	544	090	0,6	1
538055	806 314	141	534	014	8,5	2
534055S	806 314	005	534	016	6,5	2
534025Z	806 314	519	534	018	7,8	2
51141	807 204	345	523	100	0,4	1
411581	500 314	139	008	012	4,5	6
107512	500 314	168	060	012	4,5	6
107712	500 314	194	080	012	4,5	6
107912	500 314	137	075	012	6,0	6
109614	500 314	196	060	014	3,6	6

Este kit contiene discos, instrumentos de carburo y diamante para cortar coronas y puentes de disilicato de litio, zirconio, metal precioso, metal no precioso, titanio y compuestos extra duros. Con esto se hace posible la eliminación sencilla y rápida de prótesis dentales de todos los materiales utilizados en la odontología moderna.

El "SOFTY-longlife" es un disco de diamante sinterizado especialmente eficiente para la separación de coronas de metal sin riesgo de dañar la encía (favor tenga en cuenta la indicación en la página 61).

Ce set contient des instruments en carbure et diamantés ainsi que des disques destinés à couper les couronnes en L2S, zircone, alliages précieux et non-précieux, titane et composites extra-durs. Les couronnes de tous types de matériaux dentaires utilisés peuvent être coupées rapidement et sans risque.

Le disque "SOFTY-longlife" est un instrument en diamant fritté qui sert à séparer et couper les couronnes en alliage non-précieux. Utilisé correctement, le disque évite tout risque de blessure pour la gencive. (voir les instructions page 61).

RTS

Rotary Time System

1 Primera fase: Acabado (15 - 30 seg.) *1er passage: Finition (15 - 30 sec.)*

Ultra Light

13 - 15 microns

Diamantes FG espiralados
Diamants FG spiralés



2 Segunda fase: Pulido (5 - 10 seg.) *2ème passage: Polissage (5 - 10 sec.)*

Uporal®

1' - 3000 rpm/tpm 6 - 8 microns

El pulidor oral durable
Le polissoir intraoral durable

Trabaja con resinas compuestas, ionómeros de vidrio, cerámicas y amalgama.
– Uporal® C y D.

Peut être utilisé sur composites, verre ionomère, céramiques et amalgames.
– Uporal® C et D.

Uporal® C
(metales, amalgama)
(métaux, amalgame)

Uporal® D
(resinas compuestas, cerámicas, etc.)
(composites, céramiques, etc.)



3 Tercera fase: Alto brillo (5 - 10 seg.) *3ème passage: Haute brillance (5 - 10 sec.)*

Diafix®-Oral

1' - 3000 rpm/tpm 3 - 4 microns

El pulidor de diamante impregnado desechable
Le polissoir diamanté à usage unique



- ✓ Ganancia de tiempo
Résultats rapides
- ✓ Excelentes resultados de pulido
Excellents résultats de polissage
- ✓ Ahorro de gastos
Gain économique

Ultra-Light

ISO Nr.:
806 314 ...

Velocidad/ Vitesse
30'-300' rpm / tpm

núm. figura / forme	140	165	248	257
Ø 1/10 mm	010	014	014	023
KL/hl mm	6	8	6	4,5
recambios / reassortiments	2	2	2	2

504 superfino/ superfin

532020

532100

532120

532040

1

Estas 4 figuras son todo lo que usted necesita para trabajos de restauración.

Ces 4 fraises à finir couvrent tous les travaux de restauration.

Uporal® C + D

ATENCIÓN!
max. 1' - 3000 rpm
ATTENTION!
1' - 3000 tpm max.

Uporal® C

- Para metales y amalgama
Pour métaux et amalgame
- El pulidor profiláctico ideal
Le polissoir idéal pour la prophylaxie
- No es necesaria pasta para pulir
Aucune pâte à polir nécessaire

Uporal® D

- La dura fibra impregnada con Diadurit® es más efectiva para cerámicas, resinas compuestas, compómeros, cerómeros, y similares.
- Le polissoir à fibre imprégné de Diadurit® est très efficace sur céramiques, composites, compomères, céromères et similaires.

2

Estos pulidores son todo lo que usted necesita para trabajos de pulido. Pulidores especiales fabricados de fibra hidrófuga e impregnados con carburo de silicio o Diadurit® y autoclavables hasta 134° C.

Ces polissoirs suffisent pour tous les travaux de polissage. Polissoir spécial en fibres hydrophobes, imprégnés de carbure de silicium ou de Diadurit® et autoclavables jusqu'à 134°C.

ISO Nr.:
653 204...
hasta 10 - 20 seg
jusqu'à 10 - 20 sec
Velocidad/ Vitesse
1000 - 3000 rpm / tpm

núm. figura / forme	541	543	1 cada una	541	542	165	542	1 cada una
Ø 1/10 mm	070	135	1 pc de chaque	070	045	135	045	1 pc de chaque
recambios / reassortiments	2	2	set	2	2	2	2	set

492 ultrafina/ ultrafin

800949

800939

800909

801989

801999

801979

802019

801909

Diafix®-Oral

ISO Nr.:
010 204 ...
hasta 5 - 15 seg
jusqu'à 5 - 15 sec
Velocidad/ Vitesse
1000 - 3000 rpm / tpm


núm. figura / forme	372		371
Ø 1/10 mm	090		090
KL/hl mm	3		1,5
recambios / reassortiments	12		12

491 ultrafina/ ultrafin

80099

81099

82099



3

Desechables, no esterilizables!

Únicamente tratar con desinfectante! Pulidores de fieltro impregnados con diamantes (3-5 µm), montados y con aroma de menta.

Un seul usage, non stérilisable!

Traiter uniquement avec du liquide désinfectant! Polissoirs feutres diamantés montés (3-5 µm), au goût

RTS-Intro-Set C



999000

RTS-Intro-Set C

- 12 instrumentos
12 instruments
- 1 fresero
1 porte-fraises

Sistema de pulido adecuado para metales (amalgama, aleaciones no preciosas, aleaciones de Cromo Cobalto, aleaciones de oro, aleaciones de platino, etc) y para la remoción de sarro. La extremadamente rápida elaboración con **Uporal®** funciona de forma óptima si se efectúa el acabado con los instrumentos diamantados espiralizados **Ultra-Light** previamente.

Système de polissage – pour métaux (amalgame, alliages non précieux, Co.Cr, or, platine etc.) et l'élimination de la plaque dentaire. Le traitement extrêmement rapide par **Uporal®** est efficace tout en protégeant les matériaux. Nous recommandons une finition préalable avec les fraises diamantées **Ultra-Light**.

núm. pedido Référence	código ISO code ISO	núm. fig. forme	tamaño grano grain	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	Env. unité
532020	806 314	140	504	010	2
532100	806 314	165	504	014	2
532040	806 314	243	504	022	2
532120	806 314	248	504	014	2
800949	653 204	541	492	070	2
800939	653 204	543	492	135	2
80099	010 204	372	491	090	12
81099	010 204	371	491	090	12

RTS-Intro-Set D



999002


RTS-Intro-Set D

- 12 instrumentos
12 instruments
- 1 fresero
1 porte-fraises

El primer sistema de pulido que es adecuado para muchos materiales: resinas compuestas, compómeros, polyglas, cerómeros, cerámicas, ionómeros de vidrio y similares. La extremadamente rápida elaboración con **Uporal®** funciona de forma óptima si se efectúa el terminado con los instrumentos diamantados espiralizados **Ultra-Light** previamente.

Le premier système de polissage convenant pour de nombreux matériaux: composites, compomères, polyverre, céromères, céramique, verre ionomère etc. Le traitement extrêmement rapide par **Uporal®** est efficace tout en protégeant les matériaux. Nous recommandons une finition préalable avec les fraises diamantées **Ultra-Light**.


núm. pedido Référence	código ISO code ISO	núm. fig. forme	tamaño grano grain	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	Env. unité
532020	806 314	140	504	010	2
532100	806 314	165	504	014	2
532040	806 314	243	504	022	2
532120	806 314	248	504	014	2
801989	653 204	541	492	070	2
801999	653 204	542	492	045	2
80099	010 204	372	491	090	12
81099	010 204	371	491	090	12




Número de pedido 54000
Référence 54000



Número de pedido 54002
Référence 54002



Número de pedido 54001
Référence 54001



Número de pedido 54003
Référence 54003

- Freseros Handyfix por unidad**
- 77 huecos para 37 FG + 40 CA
 - Resistencia térmica hasta 134°C sin tapa
 - 57 x 55 x 10 mm

- Porte-fraises Handyfix**
- 77 emplacements pour 37 FG + 40 CA
 - résistance thermique jusqu'à 134°C sans couvercle
 - 57 x 55 x 10 mm

Pulidores profilaxis / Polissoirs prophylaxie

El nuevo sistema de pulido para profilaxis

- ➔ Manejo fácil
- ➔ Los mejores resultados de pulido
- ➔ Ahorro de materiales
- ➔ No se requiere pasta para pulir

Le nouveau système de polissage pour la prophylaxie

- ➔ facile à utiliser
- ➔ excellents résultats
- ➔ économique
- ➔ aucune pâte à polir nécessaire

Atornillar el pulidor en el mandril suministrado.

Visser les polissoirs sur le mandrin inclus.

Velocidad/ Vitesse

6000 rpm / tpm

ISO Nr.: 658 900 522 fino / fin



núm. figura / forme
Ø 1/10 mm
Unidad de envase /
Unité d'emballage

243
060
20 piezas / 20 pièces
1 mandril / 1 mandrin

030
085
20 piezas / 20 pièces
1 mandril / 1 mandrin

surtido / assortis
10 cada una + 1 mandril
10 pcs de chaque
+ 1 mandrin

Número de pedido:
Référence:

~~800108~~

~~800118~~

~~800128~~



Pulidores 2ceram para cerámicas en 2 fases

2ceram polissoirs pour céramique en deux étapes

Pulidores diamantados para acabado, pulido y pulido de alto brillo de todas las cerámicas habituales.

Polissoirs diamantés pour la finition, le polissage et le polissage haute brillance de toutes les céramiques courantes.

ISO Nr.: 803 204 514 superfino / *superfin*
803 204 524 fino / *fin*

Velocidad/ Vitesse
6000 rpm / *tpm*

F :	243	030	304	243		243	030	304	243
d :	033	065	100	050		033	065	100	050
KL/hl :	7	9	6	10,5		7	9	6	10,5
Ps/ps :	1	1	1	1		2	2	2	2
Número de pedido: Référence:	800616	800626	800636	800916		800646	800656	800666	800926

ISO Nr.: 803 314 514 superfino / *superfin*
803 314 524 fino / *fin*

F :	243	030		243	030
d :	033	060		033	060
KL/hl :	7	9		7	9
Ps/ps :	1	1		2	2
Número de pedido: Référence:	803506	803516		803526	803536

Pulidores 2metal en 2 fases

2metal polissoirs en deux étapes

Pulidores abrasivos para metales preciosos y amalgama.

Polissoirs abrasifs pour alliages précieux et amalgames.

ISO Nr.: 653 204 503 superfino / *superfin*
653 204 513 fino / *fin*

Velocidad/ Vitesse
6000 rpm / *tpm*

F :	243	030	304	243		243	030	304	243
d :	033	065	100	050		033	065	100	050
KL/hl :	7	9	6	10,5		7	9	6	10,5
Ps/ps :	1	1	1	1		2	2	2	2
Número de pedido: Référence:	800476	800486	800496	800406		800416	800426	800436	800446

Los pulidores vienen empacados en presentaciones de 6 piezas.
F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm
d = diámetro en 1/10 mm · Ps = fase de pulido

Les polissoirs sont emballés par 6 pièces.
F = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm · ps = étape

2comp pulidores para resinas compuestas en 2 fases

2comp polissoirs pour composites en deux étapes

Sistema de pulido en 2 fases para resinas compuestas. Pulidores de poliuretano altamente resistente con carburo de silicio.

Système de polissage en deux étapes pour composites. Polyuréthane à résistance élevée avec carbure de silicium.

ISO Nr.: 653 204 511 superfino / *superfin*

653 204 521 fino / *fin*

Velocidad/ Vitesse

6000 rpm / *tpm*

									
F :	243	030	304	243		243	030	304	243
d :	033	065	100	050		033	065	100	050
KL/hl :	7	9	6	10,5		7	9	6	10,5
Ps/ps :	1	1	1	1		2	2	2	2

Número de pedido:

Référence:

800676

800686

800696

800806

800816

800826

800836

800846

ISO Nr.: 653 314 511 superfino / *superfin*

653 314 521 fino / *fin*

		
F :	243	243
d :	033	033
KL/hl :	7	7
Ps/ps :	1	2

Número de pedido:

Référence:

803546

803556

Pulidores Durocomp para resinas compuestas en 2 fases

Durocomp polissoirs pour composites en deux étapes

Pulidores impregnados con diamantes de larga vida útil para resina compuesta extra dura.

Polissoirs diamantés d'une longévité exceptionnelle pour composites extra durs.

ISO Nr.: 022 204 504 superfino / *superfin*

022 204 524 mediano / *standard*

Velocidad/ Vitesse

6000 rpm / *tpm*

									
F :	290	289	307	023		290	289	307	023
d :	050	033	100	060		050	033	100	060
KL/hl :	10,5	7	6	8,3		10,5	7	6	8,3
Ps/ps :	1	1	1	1		2	2	2	2

Número de pedido:

Référence:

800559

800569

800579

800589

800759

800769

800779

800789

Los pulidores vienen empacados en presentaciones de 6 piezas.

F = ISO No. de figura · KL = Longitud de cabeza en mm

d = diámetro en 1/10 mm · Ps = fase de pulido

Les polissoirs sont emballés par 6 pièces.

F = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm

d = diamètre en 1/10 mm · ps = étape

Cirugía: fresas para hueso de acero inoxidable templado

Chirurgie: fraises à os en acier inoxydable

(según/selon Prof. Dr. Lindemann)

Velocidad/ Vitesse FG - 100000 rpm / tpm
 CA - 40000 rpm / tpm
 PM - 40000 rpm / tpm

ISO Nr.: 330 ...

núm. figura / forme	409
Ø 1/10 mm	016
dentado/ denture	295
KL/hl	10

315 FG L Typ 161

205 CA L Typ 161

ISO Nr.: 330 ...

núm. figura / forme	408
Ø 1/10 mm	016
dentado/ denture	297
KL/hl	9

315 FG L Typ I

Typ 165

ISO Nr.: 330 ...

núm. figura / forme	409
Ø 1/10 mm	016
dentado/ denture	297
KL/hl	10

315 FG L Typ 162

205 CA L Typ 162

104 PM Typ 162

Typ II

Cirugía: fresas para hueso de acero inoxidable templado

Chirurgie: fraises à os en acier inoxydable

(según/selon Prof. Dr. Lindemann)


Velocidad/ Vitesse FG - 100000 rpm / tpm
 CA - 40000 rpm / tpm
 PM - 40000 rpm / tpm

ISO Nr.: 330 ...

núm. figura / forme
 Ø 1/10 mm
 dentado/ denture
 KL/hl

315 FG L Typ III


205 CA L



411
016
297
13

110033


Typ 166



411
020
297
12

111664

Typ 167



411
022
297
12

111674

Cirugía: Instrumentos de acero inoxidable templado con revestimiento especial para larga durabilidad

Chirurgie: fraises à os en acier inoxydable avec revêtement spécial pour une extra-longue durée de vie

Velocidad/ Vitesse CA - 40000 rpm / tpm

ISO Nr.: 336 ...

núm. figura / forme
 Ø 1/10 mm
 dentado/ denture
 KL/hl

205 CA L

206 CA XL



411
021
338
13,2

110154

110164



411
026
338
14

110134

110144



Las fresas para hueso vienen empaçadas en presentaciones de 2 piezas · núm. figura = ISO No. de figura
 KL = Longitud de cabeza en mm

Toutes les fraises à os sont emballées par 2 pièces.
 forme = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm

Cirugía: fresas para hueso en carburo de tungsteno

Chirurgie: fraises à os en carbure de tungstène

Velocidad/ Vitesse

FG - 100000 rpm / tpm

CA - 40000 rpm / tpm

PM - 40000 rpm / tpm

ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme	001	001	001	001	001	001	001	001
Ø 1/10 mm	014	018	023	027	031	035	040	050
dentado/ denture	291	291	291	291	291	291	291	291
KL/hl	-	-	-	-	-	-	-	-
205 CA L	110130	110131	110111	110115	110116	110117	110118	110119
104 PM	110126	110127	110128	110120	110121			110122

ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme	001	170	001
Ø 1/10 mm	023	016	023
dentado/ denture	006	296	006
KL/hl	-	5,5	-
104 PM	111197	111198	117023XL
105 PM L			

ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme	170	408
Ø 1/10 mm	016	016
dentado/ denture	008	295
KL/hl	4,5	10
104 PM		110324
105 PM L	109316XL	

Cirugía: fresas para hueso en carburo de tungsteno

Chirurgie: fraises à os en carbure de tungstène

Velocidad/ Vitesse

FG - 100000 rpm / tpm

CA - 40000 rpm / tpm

PM - 40000 rpm / tpm


ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme	408	410	408	408
Ø 1/10 mm	016	016	016	016
dentado/ denture	297	298	298	298
KL/hl	9	11	9,5	9,5

315 FG L

316 FG XL Typ C 162

104 PM



ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme	410	410	410	410
Ø 1/10 mm	016	016	016	016
dentado/ denture	295	295	297	297
KL/hl	10	10	10	11

316 FG XL Typ C 162

205 CA L Typ C 162

104 PM Typ C 162



Las fresas para hueso vienen empacadas en presentaciones de 2 piezas · núm. figura = ISO No. de figura
KL = Longitud de cabeza en mm

Toutes les fraises à os sont emballées par 2 pièces.
forme = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm

Cirugía: fresas para hueso en carburo de tungsteno

Chirurgie: fraises à os en carbure de tungstène

Velocidad/ Vitesse

FG - 100000 rpm / tpm
CA - 40000 rpm / tpm
PM - 40000 rpm / tpm

Carboss/
Carboss

ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme	192
Ø 1/10 mm	016
dentado/ denture	018
KL/hl	8

204 CA Typ C 184

110184



ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme	410
Ø 1/10 mm	016
dentado/ denture	297
KL/hl	10

315 FG L Typ C168

205 CA L

104 PM

110093



111098

111097

núm. figura / forme	598
Ø 1/10 mm	023
dentado/ denture	008
KL/hl	11



ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme	687
Ø 1/10 mm	016
dentado/ denture	133
KL/hl	10

205 CA L Typ C 687

111200



ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme	687
Ø 1/10 mm	023
dentado/ denture	297
KL/hl	11

205 CA L Typ C 687

111220



ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme	534
Ø 1/10 mm	012
dentado/ denture	023
KL/hl	6

315 FG L Typ CB 255A

316 FG XL Typ CB 255A

204 CA Typ CB 255A

111413

111423



Cirugía: fresas para hueso en carburo de tungsteno

Chirurgie: fraises à os en carbure de tungstène

Velocidad/ Vitesse

FG - 100000 rpm / tpm
CA - 40000 rpm / tpm
PM - 40000 rpm / tpm

ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme
Ø 1/10 mm
dentado/ denture
KL/hl

219
015
295
9

314 FG Typ C 152

316 FG XL Typ C 152

204 CA Typ C 152

110125

110123

110124

ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme
Ø 1/10 mm
dentado/ denture
KL/hl

199
015
336
11

316 FG XL Typ C 151

205 CA L Typ C 151

110113

110114

ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme
Ø 1/10 mm
dentado / denture
KL/hl

409	409	410
021	023	023
297	297	297
9	9	10

204 CA

205 CA L

104 PM

110094

110095

110096

415	415	415
018	021	023
296	296	296
5,2	5,2	5,2

121718

121721

121723

Kit fresas para hueso

Número de pedido: 800211

• Contenido:


110094 (1 pieza)
110095 (1 pieza)
110096 (1 pieza)
111675 (1 pieza)

Set fraises à os

Référence: 800211

• Contenu:

110094 (1 pièce)
110095 (1 pièce)
110096 (1 pièce)
111675 (1 pièce)



ISO Nr.: 500 ...

núm. figura / forme
Ø 1/10 mm
dentado / denture
KL/hl

415
012
298
5,5

316 FG XL

317 FG XXL

205 CA L

110320

110313

415
012
298
5,5

110311

110312

Las fresas para hueso vienen empaçadas en presentaciones de 2 piezas · núm. figura = ISO No. de figura
KL = Longitud de cabeza en mm

Toutes les fraises à os sont emballées par 2 pièces
forme = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm

DIADOSS: fresas para hueso diamantadas de acero inoxidable

DIADOSS: fraises à os en acier inoxydable diamantées

Velocidad/ Vitesse

FG -100000 rpm / tpm

Fresa para hueso diamantada para aplicaciones en casos extremos.
Fraises à os diamantées pour applications délicates.

			
núm. figura / forme	411	411	411
Ø 1/10 mm	016	018	021
KL/hl	11	11	11
Envase/Unité d'emb.	2	2	2

315 FG L

121613

121623

121633

ISO Nr.: 806 ... 524 mediano / standard



					
rpm / tpm	- 50.000	- 40.000	- 40.000	- 30.000	- 30.000
núm. figura / forme	001	001	001	001	001
Ø 1/10 mm	023	029	035	040	050
KL/hl	—	—	—	—	—
Envase/Unité d'emb.	2	2	2	2	2

104 PM

131623

131629

131635

131640

131650

ISO Nr.: 806 314 F 524 mediano / standard

806 314 F 534 grueso / gros

806 314 F 544 extra grueso / extragros



			
rpm / tpm	- 100.000	- 100.000	- 40.000
núm. figura / forme	197	199	197
Ø 1/10 mm	014	016	014
KL/hl	6	10	6
Envase/Unité d'emb.	2	2	2

316 FG XL

131714

131716

131712

104 PM

Fresas para endodoncia / cavidades de acceso

Fraises pour ENDO / cavités d'accès


ISO Nr.: 506 ...

Velocidad/ Vitesse
FG -100000 rpm / tpm



núm. figura / forme
Ø 1/10 mm
dentado/ denture
KL/hl

316 FG XL
Typ C 389



315	315
012	014
006	006
9	9



Fresas de carburo
diamantadas para
endodoncia / cavidades de
acceso.
Fraises diamantées en
carbure de tungstène pour
ENDO / cavités d'accès.

ISO Nr.: 806 ... 534 grueso / gros

Velocidad/ Vitesse
FG -300000 rpm / tpm



núm. figura / forme
Ø 1/10 mm
KL/hl

313 FG mango corto / tige courte

316 FG XL

538165
538265



494
018
10

538275



Fresas diamantadas.
Fraises diamantées.

FG diamantados para trabajar zirconio / *Diamants FG pour travailler le zircon*

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfino / *superfin*
806 314 F 514 fino / *fin*

Velocidad / *Vitesse*
30' - 300000 rpm / *tpm*

								
801	F : 001 d : 014 KL/hl : - P : 1	001 018 - 1	881	F : 141 d : 014 KL/hl : 8,5 P : 1	141 014 8,5 1	856	F : 198 d : 016 KL/hl : 8 P : 1	198 018 8 1
Envase/Unité d'emb. 5		5		5		5		5

530028Z
530048Z

532576Z
532575Z

531506MZ
531508MZ
531514Z
531516Z

									
368	F :	257	257	390	F :	274	379	F :	277
	d :	018	023		d :	016		d :	018
	KL/hl :	4,5	5		KL/hl :	3,5		KL/hl :	5
	P :	2	2		P :	1		P :	1
Envase/Unité d'emb.		5	5			5			5

532814Z
532816Z
532826Z
532828Z

533006MZ
533008MZ

532914Z
532916Z

		
878K	F : 298 d : 014 KL/hl : 8 P : 1	298 014 8 1
Envase/Unité d'emb. 5		5

532214Z
532216Z

Separador de coronas de zirconio / Coupe-couronnes zircon

ISO Nr.: 806 314 F 534 grueso / gros

Velocidad/ Vitesse
30' – 300000 rpm / tpm

núm. figura / forme

Ø 1/10 mm

KL/hl mm

Envase/Unité d'emb.

	881	F :	141	141	141
		d :	012	014	016
		KL/hl :	8,5	8,5	8,5
			2	2	2

538045

538055

538065



ISO Nr.: 806 314 F 534 grueso / gros

Velocidad/ Vitesse
30' – 300000 rpm / tpm

núm. figura / forme

Ø 1/10 mm

KL/hl mm

Envase/Unité d'emb.

		F :	519
		d :	018
		KL/hl :	7,8
			2

5340257



Zircut® – Separador de coronas para cerámica sin metal y zirconio

Zircut® – Coupe-couronnes pour céramique et zircon

ISO Nr.: 806 ...

Velocidad/ Vitesse
15' - 25000 rpm / tpm



núm. figura / forme

Ø 1/10 mm

KL/hl mm

Envase/Unité d'emb.

369	369	369	369
070	070	090	090
0,6	0,6	0,6	0,6
1	1	1	1

204 CA

104 PM

940704

940702

940931

940933

Disco diamantado especialmente diseñado para separar coronas y puentes de cerámica sin metal, especialmente zirconio. Extremadamente alta eficacia de corte, multi-uso, vida útil de 15-25 coronas si se usa correctamente. El diseño y el diamantado han sido desarrollados para garantizar un máximo efecto de refrigeración para evitar daño a la pulpa debido a calor excesivo mientras se corta.

Advertencia: evitar contacto con tejido blando, riesgo de lesión! Se requiere refrigeración por agua!

Le disque Zircut® sert à séparer les couronnes et ponts tout céramique, particulièrement en zircon.

Efficacité de coupe extrêmement élevée, réutilisable, durée de vie utile si utilisé correctement: 15-25 couronnes. Le design et le revêtement diamanté du Zircut® ont été conçus pour un refroidissement optimal, permettant d'éviter toute lésion de la pulpe dentaire due au développement de chaleur durant la séparation.

Attention: Éviter absolument tout contact avec les tissus mous, danger de blessure! Refroidissement par eau nécessaire en quantité suffisante.

Separador de coronas »SOFTY-longlife« Coupe-couronnes »SOFTY-longlife«

ISO Nr.: 807 ... 523 ...

Velocidad/ Vitesse
15' - 20000 rpm / tpm



núm. figura / forme
Ø 1/10 mm
KL/hl mm

Envase/Unité d'emb.



345	345	345
090	100	120
0,4	0,4	0,4
1	1	1

204 CA

104 PM

51143

51141

51145


50143

50141


50145

Disco de diamante sinterizado de corte suave para separar coronas y puentes. Si es utilizado correctamente no lesiona la gingiva ! 1 disco es suficiente para separar aproximadamente 15-20 coronas ! Únicamente utilizar con suficiente refrigeración por agua!

Disque diamanté fritté pour la séparation de couronnes et de bridges en métal. Pas de blessure de la gencive si utilisé correctement. 1 disque suffit pour la séparation d'environ 15-20 couronnes. Utiliser uniquement avec refroidissement par eau suffisant.



Aplicación correcta del cortador de coronas.
Usage correct de l'instrument.



Uso incorrecto del cortador de coronas, no ladear el disco durante el proceso de corte.
Utilisation incorrecte du coupe-couronnes, évitez le basculement durant la séparation, ne pas utiliser comme levier.

Bola mágica / Boule magique

ISO Nr.: 806 314 F 524

Velocidad/ Vitesse
30' - 300000 rpm / tpm



Vista lateral dentado
Vue latérale de coupe



F :	001
d :	016
KL/hl :	-
VE :	1

534068

Para remover rellenos viejos como por ejemplo amalgama y resinas compuestas. Con esta nueva herramienta diamantada es posible perforar y tallar lateralmente a la misma vez.

Pour éliminer les anciennes restaurations en amalgame et composite. Avec cet outil diamanté vous pouvez perforer tout en meulant latéralement.

Fresas de carburo / Fraises en carbure de tungstène

Kario Cut
Rosehead burs

ISO No: 500
Cut: 006



1
rpm / tpm
FG - 300000
CA - 20000



F :	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
d :	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	027	027
KL/hl :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
US-Code :	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

314 FG

117605

117606

117608

117610

117612

117614

117616

117618

117621

117623

316 FG XL

117608-L

117610-L

117612-L

117614-L

117616-L

117618-L

117621-L

117623-L

317 FG XXL

117610XL

117612XL

117614XL

117616XL

117618XL

204 CA

117505

117506

117508

117510

117512

117514

117516

117518

117521

117523

117527

Kario Longcut
Rosehead burs long

ISO No: 500
Cut: 006



1L
rpm / tpm
CA - 20000



F :	001	001	001	001	001	001	001
d :	010	012	014	016	018	021	023
KL/hl :	—	—	—	—	—	—	—
US-Code :	2	3	4	5	6	7	8

205 CA-L

117510-L

117512-L

117514-L

117516-L

117518-L

117521-L

117523-L

Kario Cut D
Rosehead burs D

ISO No: 500
Cut: 009



1
rpm / tpm
CA - 20000



F :	001	001	001	001
d :	014	016	018	021
KL/hl :	—	—	—	—
US-Code :	4	5	6	7

204 CA

117514D

117516D

117518D

117521D

Fresas de carburo de tungsteno diamantadas
Instruments en carbure de tungstène diamantés



Las fresas de carburo vienen empacadas en presentaciones de 6 piezas · F = ISO No. de figura
KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm

Les fraises en carbure de tungstène sont emballées par 6 pièces
F = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm

Fresas de carburo / Fraises en carbure de tungstène

Kario Cut
Rosehead burs

ISO No: 500
Cut: 009



1

rpm / tpm
FG - 300000
CA - 50000

204 CA

205 CA-L



F :	001	001	001	001	001	001	001
d :	010	012	014	016	018	021	023
KL/hl :	—	—	—	—	—	—	—
US-Code :	2X	3X	4X	5X	6X	7X	8X

117510RS

117510SL

117512RS

117512SL

117514RS

117514SL

117516RS

117516SL

117518RS

117518SL

117521RS

117521SL

117523RS

117523SL

ISO No: 500
Cut: 006



2

rpm / tpm
FG - 300000
CA - 50000

314 FG

204 CA



F :	010	010	010	010	010	010
d :	008	010	012	014	016	018
KL/hl :	1,2	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2
US-Code :	34	35	36	37	38	39

102608

102508

102610

102510

102612

102512

102614

102514

102616

102516

102618

102518

ISO No: 500
Cut: 006



7

rpm / tpm
FG - 300000
CA - 50000

314 FG

313 FG short

204 CA



F :	237	237	237
d :	008	010	012
KL/hl :	2,5	2,5	2,5
US-Code :	330	331	332

102108

102008

102208

102110

102112

ISO No: 500
Cut: 006



7L

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG



F :	234	234
d :	010	014
KL/hl :	3,3	3,3
US-Code :	331L	333L

105010

105014

ISO No: 500
Cut: 006



21

rpm / tpm
FG - 300000
CA - 50000

314 FG

204 CA



F :	107	107	107	107	107
d :	009	010	012	014	016
KL/hl :	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0
US-Code :	56	57	58	59	60

102309

102310

102410

102312

102412

102314

102316

Las fresas de carburo vienen empacadas en presentaciones de 6 piezas · F = ISO No. de figura
KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm

Les fraises en carbure de tungstène sont emballées par 6 pièces
F = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

Fresas de carburo / Fraises en carbure de tungstène

ISO No: 500
Cut: 006



21L

F :	110	110
d :	010	012
KL/hl :	6,0	6,0
US-Code :	57L	58L

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

102710 102712

Amal Cut

ISO No: 500
Cut: 006



21R

F :	137	137	137
d :	009	010	012
KL/hl :	3,3	4,0	4,0
US-Code :	1156	1157	1158

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

103009 103010 411580

ISO No: 500
Cut: 006



23

F :	168	168	168
d :	009	010	012
KL/hl :	5,0	5,0	5,0
US-Code :	169	170	171

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

103209 103210 103212

ISO No: 500
Cut: 006



23L

F :	171	171	171
d :	009	010	012
KL/hl :	5,5	5,5	5,5
US-Code :	169L	170L	171L

rpm / tpm
FG - 250000
CA - 50000

314 FG
204 CA

103309 103310 103312

ISO No: 500
Cut: 006



23R

F :	194	194	194
d :	010	012	016
KL/hl :	5,0	5,0	5,0
US-Code :	1170	1171	1172

rpm / tpm
FG - 300000
CA - 50000

314 FG
204 CA

103410 103412 103416 103516

ISO No: 500
Cut: 006



25R

F :	238	238
d :	010	012
KL/hl :	5,5	5,5
US-Code :	331L	332L

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

103610 103612

Fresas de carburo / Fraises en carbure de tungstène

ISO No: 500
Cut: 008




	F : 109	F : 109	F : 109	F : 109	F : 109
d :	008	010	012	014	016
KL/hl :	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
US-Code :	556	557	558	559	560

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG
316 FG XL

103708
103710
103810
103812
103714
103716

ISO No: 500
Cut: 008




	F : 110	F : 110
d :	010	012
KL/hl :	6,0	6,0
US-Code :	557L	558L

rpm / tpm
FG - 250000
CA - 100000

314 FG
204 CA

104010
104012

ISO No: 500
Cut: 008




	F : 137	F : 137	F : 137
d :	008	010	012
KL/hl :	4,5	4,0	5,0
US-Code :	1556	1557	1558

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

104308
104310
104312

ISO No: 500
Cut: 008




	F : 168	F : 168
d :	016	021
KL/hl :	5,0	5,0
US-Code :	702	703

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG
316 FG XL

104516
104616
104521

ISO No: 500
Cut: 008




	F : 171	F : 171	F : 171
d :	008	010	012
KL/hl :	5,5	5,5	6,0
US-Code :	699L	700L	701L

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

104608
104610
104612

Las fresas de carburo vienen empacadas en presentaciones de 6 piezas · F = ISO No. de figura
KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm

Les fraises en carbure de tungstène sont emballées par 6 pièces
F = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm

Fresas de carburo / Fraises en carbure de tungstène

ISO No: 500 Cut: 008		ISO No: 500 Cut: 072		ISO No: 500 Cut: 006	
					
33R	F : 194 d : 012	375	F : 198 d : 014	245	F : 233 d : 008
rpm / tpm	KL/hl : 5,0	rpm / tpm	KL/hl : 8,0	rpm / tpm	KL/hl : 3
FG - 300000 HP - 30000	US-Code : 1701	FG - 250000	US-Code : 7664	FG - 300000	US-Code : 245
314 FG	104812	314 FG	109714	314 FG	104908

Fresas de finición de carburo / Fraises de finition en carbure de tungstène

ISO No: 500 Cut: 042		ISO No: 500 Cut: 042	
			
41	F : 001 d : 014	44E	F : 277 d : 014
rpm / tpm	KL/hl : -	rpm / tpm	KL/hl : 3,5
FG - 300000	US-Code : 7004	FG - 300000 CA - 100000	US-Code : 7404
314 FG	106014	314 FG 204 CA	106114
	106018		106118
	106023		106218
			106123

Las fresas de carburo vienen empaçadas en presentaciones de 6 piezas · F = ISO No. de figura
KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm

Les fraises en carbure de tungstène sont emballées par 6 pièces
F = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm

Fresas de finición de carburo / Fraises de finition en carbure de tungstène

ISO No: 500
Cut: 042



46

rpm / tpm
FG - 300000

F :	254	254	254
d :	014	018	023
KL/hl :	3,5	4,0	5,0
US-Code :	7104	7106	7108

106414 106418 106423

314 FG

ISO No: 500
Cut: 075



47L

rpm / tpm
FG - 300000

F :	236
d :	014
KL/hl :	4,3
US-Code :	7304

106414L

314 FG

ISO No: 500
Cut: 072



48

rpm / tpm
FG - 300000

F :	246	246	246
d :	008	010	012
KL/hl :	4,0	4,0	4,5
US-Code :	7901	7902	7903

106508 106510 106512

314 FG

ISO No: 500
Cut: 071



132

rpm / tpm
FG - 300000

F :	267
d :	008
KL/hl :	3,0
US-Code :	7114

106708

314 FG

ISO No: 500
Cut: 041



133

rpm / tpm
FG - 300000

F :	217
d :	010
KL/hl :	6,0
US-Code :	7214

106810

314 FG

ISO No: 500
Cut: 041



135

rpm / tpm
FG - 300000

F :	184
d :	014
KL/hl :	9,5
US-Code :	7714

106914

314 FG

Las fresas de carburo vienen empacadas en presentaciones de 6 piezas · F = ISO No. de figura
KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm

Les fraises en carbure de tungstène sont emballées par 6 pièces
F = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm

Fresas de finición de carburo / Fraises de finition en carbure de tungstène

ISO No: 500
Cut: 042



212

F :	168	168
d :	010	012
KL/hl :	5,5	5,5
US-Code :	7702	7713

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

107010 107012

ISO No: 500
Cut: 042



212L

F :	184	184	184
d :	014	016	018
KL/hl :	9,5	9,5	9,5
US-Code :	7204	7205	7206

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

107114 107116 107118

ISO No: 500
Cut: 042



247

F :	499	499	499
d :	008	010	012
KL/hl :	3,5	3,5	4,0
US-Code :	7801	7802	7803

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

107308 107310 107312

ISO No: 500
Cut: 042



212 UF

F :	168
d :	012
KL/hl :	5,5
US-Code :	9713

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

107212

ISO No: 500
Cut: 032



247 UF

F :	499
d :	012
KL/hl :	4,0
US-Code :	9803

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

107412

ISO No: 500
Cut: 032



44E UF

F :	277
d :	018
KL/hl :	4,0
US-Code :	9406

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

106318

ISO No: 500
Cut: 032



48 UF

F :	247	247
d :	012	014
KL/hl :	6,0	6,0
US-Code :	9903	9904

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

106612 106614

Separadores de coronas de carburo Coupe-couronnes en carbure de tungstène

Separación de metal precioso, metal no precioso, titanio y resinas compuestas extraduras.
Séparation d'alliages précieux, d'alliages non-précieux, de titane et de composites durs.

ISO No: 500
Cut: 137



**Crown Cutter
Carbide FG**

F :	139
d :	012
KL/hl :	4,5
US-Code :	58RX

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

411581



ISO No: 500
Cut: 137



**Crown Cutter
Carbide FG**

F :	196
d :	012
KL/hl :	4,5
US-Code :	71RX

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

411582



Para cortar metal precioso, metal no precioso, titanio, coronas y puentes,
incluyendo coronas de porcelana fundidas sobre metal.

Séparation d'alliages précieux, d'alliages non-précieux, de titane et de couronnes céramo-métalliques.

ISO No: 500
Cut: 060



23X

F :	168
d :	010
KL/hl :	4,0
US-Code :	700X

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

107510

107512



ISO No: 500
Cut: 080



23 RX

F :	194
d :	012
KL/hl :	4,5
US-Code :	701RX

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

107712



Para cortar metal precioso, metal no precioso y coronas y puentes.

Séparation d'alliages précieux, d'alliages non-précieux et de couronnes et bridges.

ISO No: 500
Cut: 007



314 FG

F :	137
d :	012
KL/hl :	6,0
US-Code :	1931

rpm / tpm
FG - 300000

314 FG

107912



ISO No: 500
Cut: 007



316 FG XL

F :	138
d :	010
KL/hl :	2,0
US-Code :	1958

rpm / tpm
FG - 300000

316 FG XL

107810



Las fresas de carburo vienen empacadas en presentaciones
de 2 piezas · F = ISO No. de figura
KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm

Les fraises en carbure de tungstène sont emballées par 2 pièces
F = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm

Separadores de coronas de carburo

Coupe-couronnes en carbure de tungstène

Para cortar metal precioso y metal no precioso como también resinas compuestas extraduras.

Séparation d'alliages précieux, d'alliages non-précieux et de composites extradurs.

ISO No: 500
Cut: 075



36 R

rpm / tpm
FG - 300000

F :	137
d :	012
KL/hl :	4,3
US-Code :	1958

314 FG

107812



Para cortar coronas de porcelana fundidas sobre metal como también metal no precioso y metal precioso.

Séparation d'alliages précieux, d'alliages non-précieux ainsi que couronnes céramo-métalliques.

ISO No: 500
Cut: 060



CB5

rpm / tpm
FG - 300000

F :	196	196
d :	012	014
KL/hl :	3,6	3,6
US-Code :		

314 FG

109612

109614



Fresas de carburo para ortodoncia / Fraises orthodontiques en carbure de tungstène

ISO Nr.: 500 ...

Velocidad/ Vitesse

FG 300000 rpm / tpm

CA 40000 rpm / tpm



núm. figura / forme

Ø 1/10 mm

dentado/ denture

KL/hl mm

Envase/Unité d'emb.



194
016
006
4,5
2

314 FG

204 CA

Typ C 194-0

113016-T



196
012
006
4,5
2

109701



272
012
006
4,5
2

109702



Las fresas de carburo vienen empacadas en presentaciones de 2 piezas · F = ISO No. de figura
KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm


Les fraises en carbure de tungstène sont emballées par 2 pièces
F = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm

Todos los dibujos en tamaño real / Tous les dessins en dimensions réelles

Perio diamantes CA – Royal line con tecnología diamantada de 2 capas Diamants Perio CA – Royal line diamants en deux couches

ISO Nr.: 806 205 F 504 superfino/ *superfin*
806 205 F 514 fino / *fin*
806 205 F 524 mediano / *standard*

Velocidad/ Vitesse
30'- 60000 rpm / *tpm*




Reductores / Réducteurs

No es producto sanitario. No indicado para uso intraoral.
Les réducteurs et mandrins ne sont pas des dispositifs médicaux et ne sont pas destinés à l'usage intraoral.

Para utilizar las FG en PM.
Pour l'utilisation des FG avec PM.

(Ø 2,35 mm >> Ø 1,6 mm)



Perio diamantes vienen empaçadas en presentaciones de 2 piezas.
F = ISO No. de figura
KL = Longitud de cabeza en mm · d = diámetro en 1/10 mm

Diamants perio sont emballés par 2 pièces.
F = ISO forme · hl = longueur de la tête en mm
d = diamètre en 1/10 mm

Mini-Flex

Aplicación:
Para correcciones
interdentales finas en
cerámicas y resinas
compuestas.

Utilisation:
*Pour corrections
interdentaires fines de
céramique et composite.*



ISO Nr.: 806 ... 504 ...

Velocidad/ Vitesse
3' - 5000 rpm / tpm



núm. fig. / forme	355
Ø 1/10 mm	090
KL/hl mm	0,17
Envase/Unité d'emb.	1

204 CA

140931

PreciCut® Soft Tissue Trimmer

La punta del cortador está fabricada de óxido de zirconio estabilizado con itrio

DFS PreciCut®

Los cortadores de tejido blando de precisión PreciCut® se insertan en la empuñadura de una turbina tal como una fresa. Por favor operar a alta velocidad: min. 300000 rpm.

La eficacia de corte es como un corte de bisturí pero más preciso. **No se requiere refrigeración por agua.**

PreciCut® deben ser aplicados en un ángulo de 90° hacia la superficie gingival, únicamente con ligera presión. El extremo del instrumento se calienta rápidamente debido a la fricción con el tejido, el resultado es una coagulación de tejido inmediata y sangrado mínimo, **siempre y cuando usted trabaje sin agua refrigerante !**

El instrumento es altamente resistente a ruptura y aguanta presión. El extremo activo y la superficie no se desafila garantizando una vida útil de muchos años.

Matériau de la pointe de coupe: nanostructure d'oxyde de zircon stabilisée à l'yttrium

DFS PreciCut®

Les coupe-tissus de précision sont insérés comme des fraises dentaires dans une turbine. Travailler à une vitesse de rotation élevée : min. 300000 tpm.


Sans refroidissement par eau !

Le bistouri de précision doit être tenu verticalement par rapport à la direction de coupe et guidé en exerçant une légère pression. Le guidage de coupe est celui d'une coupe au scalpel. Seule la pointe se réchauffe, ce qui entraîne une coagulation de la surface tissulaire et réduit sensiblement les saignements, à condition que l'on travaille sans eau de refroidissement !

Le bistouri PreciCut® est très résistant au bris et à la pression. Il ne s'émousse pas à l'utilisation, ce qui garantit une utilisation prolongée.



Estructura de cerámica
Structure céramique



ISO Nr.: 005315...

PreciCut®


PreciCut® Long



núm. fig. / forme	164	164
Ø 1/10 mm	015	015
KL/hl	5	8
Envase/Unité d'emb.	1	1

535000

535100



No utilice refrigeración por agua
Ne pas utiliser de refroidissement par eau



Limpiador naranja / *Nettoyant orange*

No es producto sanitario. No indicado para uso intraoral.

Le nettoyant Cleanorange n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à l'usage intraoral.

UN 1993 clase 3 grupo de embalaje II

UN 1993 classe 3 groupe d'emballage II

- Contenido: 500 ml
- Remueve siliconas, alginatos, y pastas de óxido de zinc eugenol como también restos de sangre de la mayoría de materiales
- Para el cuidado libre de manchas de V2A
- Para limpiar bandejas de impresión
- Muy útil como ambientador
- Contenu: 500 ml
- Enlève les pâtes silicone, alginate et oxyde de zinc-eugénol
- Pour le nettoyage sans tache du V2A
- Pour le nettoyage des porte-empreintes
- Convient comme rafraichisseur d'air

27250



Mangos para espejo / *Poignées de miroir*

Mangos para espejo anatómicos

- esterilizable hasta 134°C
- Rosca estándar o cone-socket
- Liviano (únicamente 11,5 g)
- Antideslizante, muy manejable
- Práctico debido a su mango en forma anatómica

No es producto sanitario!

Poignées de miroir anatomiques

- *Stérilisable jusqu'à 134°C*
- *Filet normal et/ou cone-socket*
- *Léger (11,5 g seulement)*
- *Antidérapant, tenue agréable*
- *Facile à manier grâce à sa poignée anatomique*

Les poignées de miroir ne sont pas des dispositifs médicaux !



Rosca estándar / *Filet normal*:

Cone-socket / *Cone socket*:

25068

250682

25069

250692

25067

250672


25065

250652


25061

250612

Explicación de los pictogramas / *Explication des pictogrammes*



Un solo uso
Usage unique



Número de identificación de lote
Numéro d'identification de lot



Código de pedido
Référence



Unique Device Identifier




Producto sanitario
Dispositif médical




Almacenar en un lugar seco.
Stocker dans un endroit sec.




Contiene cobalto (CAS : 7440-48-4)
Contient du cobalt (CAS : 7440-48-4)




Fabricante
Fabricant




Siga las instrucciones de uso
Voir instructions pour usage



Fecha de fabricación
Date de production



No utilice refrigeración por agua
Ne pas utiliser de refroidissement par eau



Número máximo de ciclos de reprocesamiento
Nombre maximum de cycles de retraitement



Especificaciones de velocidad (RPM)
Indications de la vitesse de rotation

Contiene sustancias

peligrosas:

Cobalto, CAS: 7440-48-4 Este producto contiene más del 0,1% de cobalto en masa y, por lo tanto, está sujeto al etiquetado obligatorio como sustancia CMR clase 1B según la normativa vigente. Se ha demostrado que no existe un mayor riesgo de cáncer ni efectos adversos en relación con la reproducción o la modificación genética cuando se utiliza para el fin previsto.

Contient des substances

dangereuses :

Cobalt, CAS : 7440-48-4 Ce produit contient plus de 0,1% de cobalt en masse et doit donc être étiqueté comme substance CMR de classe 1B conformément aux réglementations actuelles. Il a été démontré que, dans le cadre de l'utilisation prévue, il n'y a pas de risque accru de cancer, ni d'effets négatifs sur la reproduction ou la modification du patrimoine génétique.

Explicación de los pictogramas / *Explication des pictogrammes*



Líquidos y vapores inflamables

Liquide et vapeurs inflammables



Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme



Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves



Atención

Attention

Informaciones generales sobre el uso y la seguridad / *Consignes générales d'utilisation et de sécurité*

Informaciones generales sobre el uso y la seguridad, así como las instrucciones de reprocesamiento para los instrumentos dentales rotativos.

Estas informaciones se encuentran en la página web de DFS-DIAMON GmbH: www.dfs-diamon.de. Si lo desea, se pueden enviar por correo copias impresas en la cantidad deseada en un plazo de 7 días laborables.

Consignes générales d'utilisation et de sécurité et instructions de retraitement pour les instruments dentaires rotatifs.

Vous trouverez ces informations sur le site Internet de DFS-DIAMON GmbH: www.dfs-diamon.de. Si nécessaire, des exemplaires imprimés dans la quantité souhaitée peuvent être envoyés par la poste dans un délai de 7 jours ouvrables.

Insertar el instrumento a la máxima profundidad posible
(en caso de insertar el instrumento con poca profundidad existe el riesgo de lesión).

*Insérer les instruments le plus profondément possible dans la pièce à main ou turbine
(risque de lésion si insuffisamment inséré!).*



Siempre use lentes protectivos!
Toujours porter des lunettes de protection !

2ceram pulidores para cerámica	48
2comp pulidores para resinas compuestas	49
2metal pulidores	48
Amal Cut	64
Carboss	54
Circopol N.	58
Cirujia	50-56
Cortador de coronas zirconio	60
Cortador de tejido	73
Cortadores de coronas carburo	69-70
Diadoss	56
Diafix®-Oral	45
Diafutur®	39-40
Diamantes	5-43
Diamantes CA	28-29
Diamantes perio	71
Durocomp pulidores para resinas compuestas	49
FG Diamantes	5-27
FG Diamantes ID	29
FG Diamantes minimamente invasivo	23
FG Diamantes para zirconio	59
FG Piranhas	34-38
Fresas de carburo ortodóncia	70
Fresas de finición	66-68
Fresas para hueso en carburo	52-55
Freseros	47
Handyfix	47
Instrumentos de carburo	62-70
Instrumentos para endodoncia	57
Instrumentos para trepanar zirconio	58
Instrumentos para zirconio	58-60
Kario Cut	62-63
Kits	41-43
Limpiador de naranja	74
Mandriles	71
Mangos de espejo	74
Marcadores de profundidad	22, 32-33
Mini-Flex	72
PreciCut®	73
Pulidores	44-49
Pulidores profilaxis	47
Reductores	71
Redux	32
RTS	44-46
Separador de coronas SOFTY-longlife	61
Técnica de preparación	39-40
Turbo Comp	31
Turbo Laser	30
Uporal®	45
Zircut®	60

<i>2ceram polissoirs pour céramiques</i>	<i>48</i>
<i>2comp polissoirs pour composites</i>	<i>49</i>
<i>2metal polissoirs</i>	<i>48</i>
<i>Amal Cut</i>	<i>64</i>
<i>Bistouri</i>	<i>73</i>
<i>Carboss</i>	<i>54</i>
<i>Chirurgie</i>	<i>50-56</i>
<i>Circopol N.</i>	<i>58</i>
<i>Coupe-couronnes carbure</i>	<i>69-70</i>
<i>Coupe-couronnes SOFTY-longlife</i>	<i>61</i>
<i>Coupe-couronnes zircone</i>	<i>60</i>
<i>Diadoss</i>	<i>56</i>
<i>Diafix®-Oral</i>	<i>45</i>
<i>Diafutur®</i>	<i>39-40</i>
<i>Diamants</i>	<i>5-43</i>
<i>Diamants CA</i>	<i>28-29</i>
<i>Diamants FG</i>	<i>5-27</i>
<i>Diamants FG à invasion minimale</i>	<i>23</i>
<i>Diamants FG ID</i>	<i>29</i>
<i>Diamants FG pour zircone</i>	<i>59</i>
<i>Diamants perio</i>	<i>71</i>
<i>Durocomp polissoirs pour composites</i>	<i>49</i>
<i>Fraises à os en carbure de tungstène</i>	<i>52-55</i>
<i>Fraises de finition</i>	<i>66-68</i>
<i>Fraises orthodontiques</i>	<i>70</i>
<i>Handyfix</i>	<i>47</i>
<i>Instrument pour trépaner le zircone</i>	<i>58</i>
<i>Instrument en carbure de tungstène</i>	<i>62-70</i>
<i>Instrument pour ENDO</i>	<i>57</i>
<i>Instrument pour zircone</i>	<i>58-60</i>
<i>Kario Cut</i>	<i>62-63</i>
<i>Kits</i>	<i>41-43</i>
<i>Mandrins</i>	<i>71</i>
<i>Marqueurs de profondeur</i>	<i>22, 32-33</i>
<i>Mini-Flex</i>	<i>72</i>
<i>Nettoyant orange</i>	<i>74</i>
<i>Piranhas FG</i>	<i>34-38</i>
<i>Poignées de miroir</i>	<i>74</i>
<i>Polissoirs</i>	<i>44-49</i>
<i>Polissoirs prophylaxie</i>	<i>47</i>
<i>Porte-fraises</i>	<i>47</i>
<i>PreciCut®</i>	<i>73</i>
<i>Réducteurs</i>	<i>71</i>
<i>Redux</i>	<i>32</i>
<i>RTS</i>	<i>44-46</i>
<i>Technique de préparation</i>	<i>39-40</i>
<i>Turbo Comp</i>	<i>31</i>
<i>Turbo Laser</i>	<i>30</i>
<i>Uporal®</i>	<i>45</i>
<i>Zircut®</i>	<i>60</i>



DFS
Dental Future Systems
D I A M O N
www.dfs-diamon.de

DFS Diamon GmbH
Ländenstrasse 1
D-93339 Riedenburg
Phone: +49-9442-9189-0
Fax: +49-9442-9189-37
E-Mail: info@dfs-diamon.de
Web: <https://dfs-diamon.de>